

DURAN YOUTILITY LABORÜVEGEK



Kézben a jövő!

Ez nem csak egy kiváló laborüveg, hanem egy komplett rendszer!

- A speciálisan formált fogási zónák a palack két oldalán lehetővé teszik a könnyebb és biztonságosabb kezelést.
- A vékonyabb palackforma még optimálisabbá teszi használatát szűk helyeken, autoklávokban és laboratóriumi hűtőszekrényekben. Az üvegek kényelmesen tárolhatók fektetve is. A Duran® üveg prémium minőség, nagyon jó hőállóságot, és kémiai ellenállóságot biztosít.
- Az optimalizált, ergonomikus kialakítású csavaros kupak kényelmes barázdával és peremmel rendelkezik, melyek még hatékonyabbá és könnyebbé teszik a ki- és becsavarást, különösen kicsi vagy kesztyűs kézzel. A fordított kúp forma egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi az üveg kezelését.
- A kupak rövidített menete lehetővé teszi a gyors nyitást és zárást, mégis teljesen kompatibilis a GL 45-ös DIN szabványú menetekhez. A kipróbált és tesztelt kupaktömítő rendszer biztosítja a kiváló folyadékzáró képességét.
- A YOUTILITY csavaros kupak integrált kettő vagy három karakteres visszavezethető kódja biztosítja a termék nyomon követhetőségét, letölthető tanúsítványokkal. A kupak élelmiszer tisztaságú polipropilénből készül, ami teljesen autoklavozható.
- Kupak címke: a kupakon található, előre meghatározott címkézési terület teljesen kompatibilis a DURAN® öntapadós YOUTILITY címkéjével.
- Jelző gyűrű színkódolása: a többszínű GL 45-ös gyűrűk elegáns megoldást ajánlanak a laborüvegek megjelölésére. A gyűrű egyszerűen és biztonságosan fekszik fel a YOUTILITY palack nyaka köré, még akkor is, amikor a csavaros kupak a helyén van. A gyűrű megfogható füllel rendelkezik, ami egyszerűbbé teszi eltávolítását, akár kesztyűs kézzel is. A gyűrűk nyolc különböző vidám színben rendelkeznek: piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, lila, fekete és fehér.
- Palack címkézése: a palackon lévő előre meghatározott címkézési terület kompatibilis az öntapadós YOUTILITY palack címkéhez.
- Négy használható méret: szekvenciálisan méretezett üvegek 125, 250, 500 és 1000 ml
- Nyomon követhetőségi kód: az integrált nyomon követhetőségi kód lehetővé teszi az üvegpalack termékeinek teljes visszakövethetőségét.
- Optimalizált csomag méretek: a jó dolgok kis csomagban jönnek. A YOUTILITY palackok rendelhetők kis csomagokban, kompletten négyesével csomagolva.

Rendelési információk

Összeállítás: komplett, csavaros kupakkal és kiöntő gyűrűvel

Duran Youtility, fehér		Duran Youtility, barna		Méret (ml)
Rendelési kód	Ft/db	Rendelési kód	Ft/db	
21 881 2854	3 648.-	21 886 2859	11 904.-	125
21 881 3653	4 072.-	21 886 3658	16 456.-	250
21 881 44 52	5 064.-	21 886 4457	21 284.-	500
21 881 5457	7 152.-	21 886 5753	26 096.-	1000

Tartozékok Duran Youtility laborüvegekhez

Rendelési kód	Ft/db	Megnevezés
29 229 2802	940.-	Youtility kupak, kék színű, GL 45 menet
29 241 2808	276.-	Youtility kiöntő perem, kék színű, GL 45
29 243 2904	11 712.-	Youtility jelző gyűrű készlet, 16 db/csomag
29 243 2901	732.-	Youtility jelző gyűrű 1 db bármely színből választható
29 401 0006	9 044.-	Youtility címke, 100 db/csomag

Az árak áfa nélkül értendők és 2024. augusztus 31-ig érvényesek. Szállítás: raktárról vagy 3-4 hét!