

LABORATÓRIUMI SÍKRÁZÓGÉPEK

SK-O / SK-L Irányváltós és körkörös síkrázók

DLab

Az SK-O/SK-L síkrázó sorozat ideális a mindennapos laborgyakorlatok elvégzéséhez. A Felhasználó választhat, hogy irányváltós vagy körkörös síkrázót vásárol. Mindkét verzióban a maximálisan rázható súly: 2,5 vagy 7,5 kg. A rendkívül gazdag választékú tartozékok lehetővé teszik a rázógépek bármely egyedi igény szerinti összeállítását. Digitális fordulatszám és idő kijelzése: LCD kijelző. Elektronikus szabályzású változtható fordulatszám és időkapcsoló a rázási idő pontos beállításához. RS 232-es soros adatkimenet.

A készülékhez használni kívánt rázófeltétet kérjük külön megrendelni szíveskedjen!

Rendelési kód	52 090 3010	52 090 3020	52 090 3011	52 090 3021
Típus	SK-O180-Pro	SK-O330-Pro	SK-L180-Pro	SK-L330-Pro
Nettó ár; Ft/db	418 880.-	449 680.-	418 880.-	449 680.-
Rázási irány	körkörös	körkörös	irányváltós	irányváltós
Rázás kitérés (mm)	4	10	4	10
Rázható mennyiség (kg)	2,5	7,5	2,5	7,5
Fordulatszám (rpm)	100-800	100-500	100-350	100-350
Méret (mm)	340x300x100	420x370x100	340x300x100	420x370x100
Védettségi osztály	IP 21			
Tápfeszültség	230V, 50Hz			
Teljesítményfelvétel (W)	30			
Üzem mód	időzítés (1 ... 1199 perc) / folyamatos rázás			
Súly (kg)	8,1	13,5	8,1	13,5

Rázófeltétek és egyéb tartozékok:

Rendelési kód	Nettó ár Ft/db	Rendelési kód	Nettó ár Ft/db	Megnevezés
SK-O/SK-L180		SK-O/SK-L330		
52 090 3100	53 590.-	52 090 3200	67 790.-	univerzális rázófeltét 3 szorító rúd (330-asnál 4 rúd)
52 090 3103	53 590.-	52 090 3203	67 790.-	univerzális rázófeltét 3 magasságban állítható rúd (330-as típusnál 4 rúd)
52 090 3105	26 490.-	52 090 3205	37 575.-	tartólap körmökhez
52 090 3115	48 000.-	52 090 3215	53 590.-	tálca rázófeltét petricsészékhez (kép nélkül)
52 090 3120	4 930.-	52 090 3120	4 930.-	tartóköröm 25 ml lombikokhoz
52 090 3125	4 930.-	52 090 3125	4 930.-	tartóköröm 50 ml lombikokhoz
52 090 3130	4 930.-	52 090 3130	4 930.-	tartóköröm 100 ml lombikokhoz
52 090 3135	9 240.-	52 090 3135	9 240.-	tartóköröm 200/250 ml lombikokhoz
52 090 3140	9 240.-	52 090 3140	9 240.-	tartóköröm 500 ml lombikokhoz

GS-20 / GS-10 körkörös síkrázók

Miulab

Mikroprocesszor által vezérelt fordulatszám szabályzással és időzítővel rendelkező kis méretű rázógépek. Körkörös rázás, alacsony tartományban is stabil fordulatszám, szénkefe nélküli motor. Egyszerűen cserélhető feltétek. Rázó feltétek mérete: kb.230x190mm.

A készülékhez használni kívánt rázófeltétet kérjük külön megrendelni szíveskedjenek!

Rendelési kód	52 094 0200	52 094 0100
Nettó ár, Ft/db	309 120.-	309 120.-
Típus	GS-20	GS-10
Fordulatszám (fordulat/perc)	50-300	50-350
Rázási amplitúdó (mm)	20	10
Terhelhetőség (kg)	3,0	3,0
Időzítés, Timer	0 - 99 óra 59 perc	0 - 99 óra 59 perc
Méret (mm)	284 x 264 x 108	284 x 264 x 108

Rázófeltétek és egyéb tartozékok:

Rendelési kód	Nettó ár; Ft/db	Megnevezés
52 094 0211	17 920.-	PP-4 tartófeltét petricsészékhez
52 094 0212	78 400.-	P12-100 tartófeltét 12 db Erlenmeyer lombikhoz (100-150ml)
52 094 0213	78 400.-	P6-250 tartófeltét 6 db Erlenmeyer lombikhoz (250-300ml)
52 094 0214	87 360.-	UP-12 univerzális tartófeltét gumis rögzítő rudakkal (készüléken)
52 094 0217	103 040.-	PW-260 univerzális tálca rugós szorítókkal

Az árak áfa nélkül értendők és 2024. augusztus 31-ig érvényesek. Szállítás: raktárról vagy 3-4 hét!

