

Rutin és egyszerűség a nedvesség meghatározásban!



Gyorsaság kényelem pontosság!

Ez a modell egy nagy precizitású mérőcella és egy nagy hatékonyságú halogén fűtőelem kombinációjával kialakított gyors nedvesség meghatározó készülék. Az egyszerű, használati utasítást sem igénylő kezelést az 5"-os kijelzőn megjelenítésre kerülő egyértelmű szimbólumok biztosítják, melyekkel kiválaszthatók és beállíthatók a mérés paraméterei. A szárítási hőmérséklet 50-180°C között szabadon programozható. A kapcsolási paraméter beállítása lehet fix idejű vagy súlyállandóságig történő szárítás. A készülék memóriájában 6 előre programozott szárítási program tárolható. A mérési eredményeket az RS 232-es adatkimenetre csatlakoztatott nyomtatón lehetséges rögzíteni.

A mérés folyamat: szárítási program kiválasztása - tárazás üres mintatartó tálccával - minta bemérés - fedél lezárás - start. Mindössze ennyi egy mérés elindítása, a készüléket ezután magára hagyhatjuk, mivel a mérés befejeztével az eredmény a kijelzőn marad vagy automatikusan nyomtatásra kerül a hozzá csatlakoztatott nyomtatón. Egyszerű kezelésű, rutin mérésekre kiválóan alkalmas előnyös árú készülék.

Minőségbiztosítási rendszer megfelelés: a készülék vásárlásakor az AA Labor kft. kalibráló laboratóriuma **díjmentesen kalibrálási bizonyítványt** állít ki.

Külön rendelhető tartozékok: mintatartó alumínium tálca, üvegszálás szűrőlapok, nyomtató, kalibráló súly, touch pen az érintőképernyőhöz.

Műszaki paraméterek:

| | |
|------------------------------------|--|
| Fűtőelem fajtája | halogén sugárzó, 400 W |
| Kijelzés | grafikus, érintő képernyő |
| Mérési tartomány/felbontás | 50 vagy 110g/0.001g/0,01% |
| Ismétlőképesség | Min. 2 g bemérésekor ±0,02-0,1% |
| Mért értékek | nedvesség-száranyag tartalom % tömeg érték g, |
| Működési módok | programozott hőmérséklet, idő vagy súly állandóságig történő szárítás |
| Tárolható szárítási program | 6 |
| Hőmérséklet tartomány | 50-180°C / 1°C-os lépésekben |
| Idő tartomány | 1-99 perc / 10 másodperces lépésekben |
| Adatkimenet | soros RS 232C |
| Méret, súly | 330 x 180 x 140 mm / 3 kg |

Rendelési információk:

| Rendelési kód | Megnevezés | Nettó ár Ft/db |
|---------------|--|----------------|
| 64 991 6402 | MA110-3H gyors nedvesség meghatározó készülék | 359 990.- |
| 64 991 6401 | MA50-3H gyors nedvesség meghatározó készülék | 349 990.- |
| 38 311 0005 | Alumínium mintatartó tálca, Ø94/100mm (80db/csom). | 10 710.- |
| 64 991 6122 | Alumínium mintatartó tálca, Ø100 mm (50db/csom). | 5 623.- |
| 10 583 7444 | Üvegszálás szűrőlap (100db/csom.) | 17 500.- |
| 64 991 5020 | MT-AA-1H hőpapiros soros nyomtató kábellel | 39 990.- |
| 64 991 6021 | Papírtekerces a nyomtatóhoz | 500.- |
| 64 991 6125 | Touch pen az érintő képernyőhöz | 1 990.- |
| 64 583 2765 | Kalibráló súly, 20g F1 | 18 000.- |
| 64 583 4111 | Fa doboz 20 g-os kalibráló súlyhoz | 13 175.- |
| 64 583 4112 | Műanyag doboz 20 g-os kalibráló súlyhoz | 2 040.- |

Az árak nettó, áfa nélkül értendők és 2025. május 31-ig érvényesek. Szállítás: raktárról vagy 3-4 hét!