

KÉSZLETKISÖPRÉS! 50% kedvezmény BÜRKLE gyártmányú láb-, kézi-, oldószer-, hordó-, és kannapumpára

50%
kedvezmény!

OTAL Lábpumpa PVDF szállítócsővel

Egyszerű kezelés, mindkét kéz szabad a letöltésnél. Nagyon jó szállítói teljesítmény a nagy térfogatú láb-légzsáknak köszönhetően. Univerzális dugó a 30-70 mm közötti tartály nyílásokhoz.

Különösen savakhoz és lúgokhoz alkalmazható, de erősen oxidáló savak és lúgokhoz nem ajánlott.



Rendelési kód	Szállítócső anyaga	Szállítási telj. (L/min)	Cső Ø (mm)	Nyílás Ø (mm)	Bemerülés (cm)	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
29 052 4028	PVDF	20	16	30...70	70	41 812,-	20 906,-

OTAL kézi pumpák PP szállítócsővel

Kompakt kialakítású, helytakarékos pumpa, jó szállítási teljesítmény. Univerzális dugó a 30-70 mm közötti tartálynyílásokhoz.

Ellenállnak gyenge savaknak, lúgoknak, oldó- és tisztítószernek, nem állnak ellen kémiai fehérítő vegyszereknek.



Rendelési kód	Szállítócső anyaga	Szállítási telj. (L/min)	Cső Ø (mm)	Nyílás Ø (mm)	Bemerülés (cm)	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
29 052 1118	PP	26	18	30...70	70	23 501,-	11 751,-
29 052 2100	PP	4	10	20...36	45	16 108,-	8 054,-

Pump-it Bürkle® kannapumpa

Műanyag ballonok és 60 liter alatti kis hordók gyors és tiszta leürítéséhez került kialakításra. Egy kézi működtetésű dugattyú segítségével túlnyomás alakul ki a tartályban, amely aztán kinyomja a folyadékot onnan. 20°C-on legfeljebb 1500 cps viszkozitású folyadékokhoz használható. A pumpa menete Ø 64 mm (BSI) tartályokra illeszkedik. Menetes közdarabok rendelhetők a leggyakrabban használt tartályokhoz.

Alkalmazásával csepegés nélküli, pontos adagolás érhető el.

Viton® tömítésekkel savakhoz, bázisokhoz és petrokémiai anyagokhoz használható.



Rendelési kód	Szállítócső anyaga	Szállítási teljesítmény (L/min)	Bemerülés (cm)	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
29 050 0800	PP/Viton®	6	100	36 198,-	18 099,-

Oldószerpumpa

Szerves oldószerek és aroma anyagok leürítéséhez. Illeszkedik minden általános laboratóriumi 10 és 25 literes rozsdamentes acélhordóhoz R2"-os finom menetes csatlakozóval. A pumpa gáztömör és teljesen lezárható két golyóscsappal. A folyadékkal érintkező részek rozsdamentes acélból, a tömítések vitonból (FPM) készülnek.

Figyelem! Gyúlékony folyadékok leürítésénél a hordót és a pumpát le kell földelni! Használjunk antisztatikai készletet.



Rendelési kód	Leírás	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
29 050 6031	Oldószerpumpa rozsdamentes acél szállítócső, bemerülés:330/550	128 651,-	64 326,-

Gáztömör PP hordópumpa

Megakadályozzák a veszélyes, egészségre ártalmas vagy kellemetlen illatú gázoknak a légtérbe történő kilépését a folyadékok lefejtése közben. A képződő gáz azonnal visszavezetésre kerül az eredeti tartályba. Fokozatmentesen kihúzható szívócső 40-67 cm-es hordó mélységig. Szállítási teljesítmény kb. 200 ml nyomásonként. Kétféle adapter a csatlakozáshoz.



Rendelési kód	Leírás	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
29 056 1013	Gáztömör PP hordópumpa, univerzális adapterrel 30-70 mm Ø	67 108,-	33 554,-

A feltüntetett árak, nettó árak! Szállítás raktárról.
Az akció csak a raktárkészlet erejéig érvényes!