

Fűthető mágneses keverők nagy választékban!

TP-350E+ fűthető mágneses keverő digitális kijelzésekkel

Fűtéssel rendelkező mágneses keverők digitális fordulatszám, fűtési hőmérséklet és időzíthető működési idő kijelzéssel. Korszerű felépítés, stabil és tartós fémházas kivitel. Az ergonomikus kialakítású, 30°-ban döntött előlapi kezelő felületen a kívánt fordulatszámot és a felfűtési hőmérsékletet külön-külön forgató gombbal lehetséges beállítani.

Keverhető mennyiség: max. 20 liter

Fordulatszám: 200 - 1200 fordulat/perc

Hőmérséklet tartomány: környezeti hőmérséklet +5°C...340°C

Időzítési tartomány: 1 perctől 99 óra 59 percig

Fűtőlap mérete: Ø137 mm

Fűtőtéljesítmény: 600 W

Méreték (Szé x Mé x Ma): 160 x 270 x 90 mm



Rendelési kód	Típus	Nettó ár, Ft/db
51 950 0235	TP-350E+	124.990.-

DLab fűthető mágneses keverő MS-H-S

Klasszikus kialakítás: analóg beállítás és szabályzás, masszív felépítés, fém készülékház; IP 42-es védettségi fokozat. Munkafelület standard rozsdamentes acél lap fehér kerámia borítással.

Rendkívül egyszerű kezelés, mindössze két gomb a kívánt fordulatszám és hőmérséklet beállításához. Max 20 liter keverése

Keverési sebesség: folyamatosan szabályozható 0-1500 fordulat/perc

Fűtési hőmérséklet: folyamatosan szabályozható max 340 °C-ig

Fűtőlap mérete: Ø 135 mm

Fűtési teljesítmény: 530 W

Készülék mérete és tömege:

180 x 160 x 85 mm, 2,8 kg



DLab fűthető mágneses keverő MS-H-pro+

Rendkívüli megbízhatóság. Nagyméretű, jól olvasható háttér megvilágításos kijelzővel. RS 232 adatcsatlakozó a készülék vezérléséhez. Minden paraméter állítható számítógépen keresztül. Beállítható biztonsági védőhőmérséklet (100-350°C). A még forró lapfelületet külön indikátor jelzi a készüléken.

Keverhető mennyiség: 20 liter

Teljesítményfelvétel: 550 W

Lap mérete: Ø 135 mm

Fordulatszám kijelzés: digitális

Hőmérséklet kijelzés: digitális

Készülék mérete: 280x160x85mm



Rendelési kód	Típus	Nettó ár, Ft/db	Rendelési kód	Típus	Nettó ár, Ft/db
51 090 1011	MS-H-S	105.124.-	51 090 1021	MS-H-PRO+	167.371.-

Fűthető mágneses keverő MSH-A analóg

Új fejlesztésű fűthető mágneses keverő gyors felfűtéssel, egyenletes hő eloszlassal és kiváló keverési fordulatszám szabályozással. A teljes fűtő felületen mindössze 3%-os a hőmérséklet eltérés a beállított hőmérsékleti értékhez képest.

Keverhető mennyiség: Max 20 liter

Fordulatszám: 80-1500 fordulat/perc

Hőmérséklet tartomány: környezeti hőmérséklet +5°C ... 380°C

Fűtőlap mérete: 180 x 180 mm

Fűtőtéljesítmény: 600 W

Méreték (Szé x Mé x Ma):

307 x 205 x 100 mm



Faithful SH-II-4C fűthető mágneses keverő

A készüléken egyszerre lehetséges a gyors felfűtés és az erőteljes keverés, mindez precíz hőmérséklet szabályozás mellett.

A keverés és a melegítés külön állítható be. A fűtőlap speciális kerámia bevonattal rendelkezik. Csatlakoztatható Pt 100 hőmérséklet érzékelő, mely lehetővé teszi a folyadék aktuális hőmérsékletére történő szabályozást

Keverhető mennyiség H2O: 5 liter

Keverési sebesség: 200 - 2000 rpm

Maximális hőmérséklet (°C): 350

Teljesítmény (kW): 0,6

Kijelző: digitális

Timer, időzítés: van

Fűtőfelület (mm): 190 x 190



Rendelési kód	Típus	Nettó ár, Ft/db	Rendelési kód	Típus	Nettó ár, Ft/db
10 000 1004	MSH-A	108.000.-	51 090 1503	SH-II-4C	149.930.-

Az árak nettó, áfa nélkül értendők. Weboldalunkon gyorsan és egyszerűen vásárolhat a keresőmező segítségével:

www.aalabor.hu.