

MI3002 Rázógép Four e's

Kettő az egyben!

Körkörös és irányváltós üzemmód egy készülékben

Ajándék univerzális rögzítő, négy gumis rúddal!

- Max terhelhetőség: 7,5kg
- Kétféle rázóasztal: univerzális és szorító körmös
- Nagy fényerejű LED kijelzés a rázási sebesség és az idő könnyű leolvasásához
- A legújabb divatnak megfelelően az előlapot edzett biztonsági üveg fedi
- Szénkefe nélküli DC meghajtó motor, alacsony zajszint megbízható működés
- Folyamatos vagy időzített üzemmód
- Könnyen átszerelhető rázási mód
- Mikroprocesszoros vezérlés

Szállítás raktárról!

Ma megrendeli, holnap már használhatja!



Rázási irány	körkörös/irányváltós
Kijelzés	LED
Rázható mennyiség (kg)	7,5
Fordulatszám (rpm)	30-500
Méret (mm)	450 x 400 x 105
Védettségi osztály	IP 21
Tápfeszültség	230V, 50Hz
Üzemmód	időzítés (1 ... 1199 perc) / folyamatos rázás
Súly (kg)	11,0
Rendelési kód	10 030 3002
Nettó ár Ft/db	407.400 Ft

Az árak nettó, áfa nélkül értendők és 2022. május 30-ig vagy a raktárkészlet erejéig érvényesek.

Aktuális 2022/II.