

Használja ki piaci bevezető akciónkat a pálcás keverőmotorokra és tartozékaikra

Tisztelt üzleti partnerünk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy laboratóriumi eszköz portfólióink újabb szegmessel bővül, mégpedig az Achiever™ 5000 sorozatú Ohaus pálcás keverőmotorokkal.

A piaci bevezetés még sikeresebbé tétele érdekében, speciális akcióval állunk elő, mely során **20% kedvezményt adunk, amennyiben komplett szettet vásárol tőlünk (keverőmotor, keverőpálca, rögzítőkészlet (double clamp) és tartóállvány (standard vagy teleszkopikus kivitelben).**

Az akció csak, 2021 február 1- április 30 között érvényes!

Achiever™5000 pálcás keverőmotorok:

Megbízható, magas teljesítményű pálcás keverőmotorok a mindennapi rutin munkához.

- A magas teljesítményt, az állandó keverési sebességet és a csendes működést szénkefe nélküli motor és forgatónyomaték kompenzációs technológia biztosítja, így a legviszkózusabb minták keverése is tökéletesen ellenőrizhető és megbízhatóan végezhető.
- Egyszerű keverőpálca csere - nincs szükség speciális szerszámra. A keverőpálca egy kézzel, könnyedén cserélhető. Így időt és energiát spórolhatunk meg.
- Biztonságra tervezve: a lezáró billentyű megakadályozza a nem kívánt keverési sebesség változtatását, valamint a beépített vészleállító biztonsági kapcsoló még azelőtt leállítja a keverőmotort, mielőtt az túlterhelődne. Így egyaránt védi a készüléket és a mintát is.





Achiever 5000 pálcás keverőmotorok

Bevezető promo akció

Akciós árak és főbb műszaki jellemzők

Modell	Keverési sebesség	Max. térfogat (H ₂ O)	Max. viszkozitás (cP vagy mPa's)	Maxiális forgatónyomaték (Ncm)	Rendelési szám	nettó lista ár Ft/db	nettó akciós ár Ft/db
e-A51ST020	30-2000 rpm	25 liter	10 000	20	530586763	326 630.-	266 030.-
e-A51ST040	30-2000 rpm	25 liter	25 000	40	530586764	358 530.-	286 750.-
e-A51ST060	30-2000 rpm	40 liter	50 000	60	530586765	406 630.-	325 230.-
e-A51ST100	30-1300 rpm	100 liter	70 000	100	530586766	591 630.-	473 230.-
e-A51ST200	6-400 rpm (I), 30-2000 rpm (II)	100 liter	100 000	200	530586767	665 630.-	532 430.-

Tartozékok	Rendelési szám	nettó lista ár, Ft/db	nettó akciós ár Ft/db
Univerzális tartóállvány, H- alakú talpazattal	530586771	88 060.-	70 030.-
Teleszkopikus tartóállvány H- alakú talpazattal	530586772	173 530.-	128 750.-
Rögzítőkészlet (a keverőmotorhoz)	530586773	18 500.-	14 800.-
Rögzítőlánc – a keverőedény rögzítésére	530586774	27 010.-	21 460.-
Keverőpálca 40x0,7 cm, vasmacska alak	530586775	25 530.-	20 350.-
Keverőpálca 40x0,7 cm, Fix horizontális lapátocskákkal	530586776	27 010.-	21 460.-
Keverőpálca 40x0,7 cm, úszólélekkel	530586777	30 340.-	24 420.-
Keverőpálca 40x0,7cm, flexibilis élekkel	530586778	30 340.-	24 420.-
Keverőpálca 51x0,7cm, 6 lyukú lapát	530586779	31 450.-	25 160.-
Keverőpálca 40x0,7 cm, Propeller alak	530586780	32 190.-	25 900.-
Keverőpálca 45x0,7 cm, Turbína alak	530586781	53 650.-	42 920.-
Keverőpálca 45x0,7 cm, Turbo Propeller	530586782	53 650.-	42 920.-
Keverőpálca takaró-A51	530586842	24 050.-	19 240.-

További információkért állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

AA Labor kft.

6413 Kunfehértó, Iparterület 097/507.

Telefon: 77-407-667; 20-3269569;

70-9303803; 20-9652111

www.aalabor.hu



Labor

AA Labor Kereskedelmi Kft.