

VELP Promóció! 10% kedvezmény VELP gyártmányú mágneses keverőkre, kémcsőrázókra

10%
kedvezmény!

Velp MST mágneses keverő

Kiváló kémiai ellenálló képességgel rendelkező ház. A folyamatos (több napos) működés és a hideg keverési felület, széles alkalmazási területet tesz lehetővé. Ideális készülék mikro titrálásokhoz, BOI, mikrobiológiai és biokémiai vizsgálatokhoz.

- **Keverhető mennyiség (H2O):** max 5 liter
- **Keverési sebesség (fordulat/perc):** 0 ... 1100
- **Tápfeszültség, teljesítményfelvétel:** 230 V, 50 Hz; 0,6W
- **Auto reverse, irány váltás:** nincs
- **Méret:** 120x50x145mm
- **Súly:** 0,4kg



Rendelési kód	Típus	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
29 951 0160	MST	23 990,-	21 591,-

Velp MST Digital mágneses keverő

Kiváló kémiai ellenálló képességgel rendelkező ház. A folyamatos (több napos) működés és a hideg keverési felület, széles alkalmazási területet tesz lehetővé. Ideális készülék mikro titrálásokhoz, BOI, mikrobiológiai és biokémiai vizsgálatokhoz.

- **Keverhető mennyiség (H2O):** max 5 liter
- **Keverési sebesség (fordulat/perc):** 80 ... 1500
- **Tápfeszültség, teljesítményfelvétel:** 230 V, 50 Hz; 0,6W
- **Timer, időzítés:** 1 ... 900 perc
- **Auto reverse, irány váltás:** 5 ... 900 másodperc
- **Méret:** 120x50x145mm
- **Súly:** 0,6kg



Rendelési kód	Típus	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
29 951 0159	MST Digital	45 990,-	41 391,-

Velp Vortex Classic kémcsőrázó

- Választható feltétek
- Robosztus cink burkolat, tapadókorongos talpak
- Méretek (Szé x Mé x Ma): 180 x 220 x 70 mm
- Állítható sebesség: 0-3000 fordulat/perc
- Nyomásra induló vagy folyamatos üzemmód

Rendelési kód	Típus	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
29 950 0173	Vortex Classic	58 990,-	53 010,-



Velp Vortex Wizard kémcsőrázó

- Választható feltétek
- Robosztus cink burkolat, tapadókorongos talpak
- Méretek (Szé x Mé x Ma): 180 x 220 x 70 mm
- Állítható sebesség: 0-3000 fordulat/perc
- Infra érzékelővel automatikusan induló vagy nyomógombos indítás

Rendelési kód	Típus	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
29 950 0175	Vortex Wizard	69 990,-	62 991,-



A feltüntetett árak, nettó árak! Szállítás raktárról.
Az akció június 30-ig és csak raktárkészlet erejéig érvényes!