

Kihagyhatatlan lehetőség, nagyszerű ajánlat!

Vortex keverő, kedvező áron

Vortex keverő Mix-28+ Smart

A Smart Vortexer típusai a nyomásra induló keverésre fókuszálnak. Kis méretű, kompakt kialakítású és egyszerű kezelésű készülékek magas keverési fordulatszámmal.

- Max. Ø30mm átmérőjű kémcsövek / centrifugacsövek keverésére alkalmas
- Kémiaailag ellenálló műanyag ház, 12V-os tápegység.

Szállítás raktárról!

Ma megrendeli, holnap már használhatja



- Vezérlés: szabályozható fordulatszám
- Rázási sebesség: 0 - 4000 rpm
- Keverhető mennyiség (H₂O): max. 50 ml
- Méret: 110 x 110 x 86 mm
- Nettó súly: 1,2 kg
- Rendelési kód: 51 9500 166

[Vásárláshoz kattintson ide](#)

Bruttó ár: 108.356 Ft

Nettó ár: 85.320 Ft