

# Aktuális 2022/I.

## TAVASZI ÚJDONSÁGOK AZ AA LABORNÁL! DIGITÁLIS MÁGNESES KEVERŐK EGYSZERŰEN

Mágneses keverő digitális fordulatszám és időzíthető működési idő kijelzéssel.  
Korszerű felépítés, stabil és tartós fémházas kivitel.

Az ergonomikus kialakítású, 30°-ban döntött kezelő felületen a két funkció külön-külön beállító gombbal rendelkezik, így tovább növelve az egyszerű és átlátható kezelés hatékonyságát.

A keverő felület fehér szilikon lap borítással kapott, a kevert folyadék elszíneződésének könnyebb észrevétele érdekében.

Műszaki paraméterek:

- Keverési sebesség: folyamatosan szabályozható 300-1200 fordulat/perc
- Keverő felület mérete: 154 x 163 mm
- Időzítési tartomány: 1 perctől 99 óra 59 percig
- Nagy keverő erő: max.20 liter vízszérű folyadék keverése
- Teljesítmény felvétel: 30W
- Készülék mérete és tömege: 156x250x70 mm; 1,6 kg



Rendelési kód	Típus	Megnevezés	Lista nettó ár Ft/db	Akciós nettó ár Ft/db
51 950 0225	SP-25	digitális mágneses keverő	<del>118 990.-</del>	79 990.-

## Szállítás raktárról!

## Ma megrendeli, holnap már használhatja!

### TP-350E+ fűthető mágneses keverő digitális kijelzésekkel

Fűtéssel rendelkező mágneses keverő digitális fordulatszám, fűtési hőmérséklet és időzíthető működési idő kijelzéssel.

Korszerű felépítés, stabil és tartós fémházas kivitel.

Az ergonomikus kialakítású, 30°-ban döntött kezelő felületen a kívánt fordulatszámot és a felfűtési hőmérsékletet külön-külön gombbal lehetséges beállítani. Az időzítés funkció egyértelmű jelzésű tasztatúrákkal rendelkezik, ezzel is tovább növelve az egyszerű és átlátható kezelés hatékonyságát. A készülék bekapcsolt üzemmódjai külön ledekkel kerülnek kijelzésre. A fűtő-keverő felület fehér kerámia borítású.

Keverhető mennyiség	max. 20 liter
Fordulatszám	200 - 1200 fordulat/perc
Hőmérséklet tartomány	környezeti hőmérséklet +5°C ... 340°C
Időzítési tartomány	1 perctől 99 óra 59 percig
Fűtőlapp mérete	Ø137 mm
Fűtőteljesítmény	600 W
Méret (Szé x Mé x Ma)	160 x 270 x 90 mm



Rendelési kód	Típus	Megnevezés	Lista nettó ár Ft/db	Akciós nettó ár Ft/db
51 950 0235	TP-350E+	fűthető digitális mágneses keverő	<del>169 990.-</del>	124 990.-

Az árak nettó, áfa nélkül értendők és 2022. április 30-ig vagy a raktárkészlet erejéig érvényesek.

## Mágneses keverők nagy választékban **RAKTÁRRÓL!**

### FlatSpin

Mozgó alkatrész nélküli konstrukció. Kémiai anyagoknak ellenálló, csúszásmentes, biztonságos felület. Letisztult design, egyszerű kezelhetőség.

Fordulatszám:  
 szabályozható 15 ... 1500 ford/perc  
 Keverhető mennyiség: max 800 ml  
 Keverési irányváltás külön tasztatúrával  
 Méret: 175 x 120 x 15 mm  
 Súly: 300 g



### DLab EcoStir

Műanyagházas készülék PET keverő felülettel. A képen látható tartóállvány és klipsz normál tartozék pH-elektrod vagy más érzékelő számára. Szénkefe nélküli kialakítású erős DC motor.

Fordulatszám:  
 szabályozható 300 ... 2000 fordulat/perc  
 Keverhető mennyiség: 1500 ml  
 Keverő felület: Ø 120 mm  
 Méret: 145 x 150 x 50 mm  
 Súly: 300 g



### DLab

Rendelési kód	Típus	Nettó ár, Ft/db	Rendelési kód	Típus	Nettó ár, Ft/db
51 090 1298	FlatSpin	35 990.-	51 090 0210	EcoStir	25 690.-

### MS-PA, MS-PB

Rendkívül előnyös árú mini mágneses keverők, 3 liter keverhető mennyiséggel. Masszív műanyagházas felépítés, IP 42 védettség fokozattal. A beállított fordulatszám digitális (LED-Display) kijelzése az MS-PA modellnél.

#### MS-PA

Fordulatszám:  
 szabályozható 100 ... 1500 ford/perc  
 Fordulatszám kijelzés: digitális, LED  
 Keverhető mennyiség: max. 3 liter  
 Keverő felület: Ø 135 mm  
 Méret: 150 x 260 x 80 mm  
 Súly: 1,8 kg



#### MS-PB

Fordulatszám:  
 szabályozható 0 ... 1500 ford/perc  
 Fordulatszám kijelzés: analóg skála  
 Keverhető mennyiség: max. 3 liter  
 Keverő felület: Ø 135 mm  
 Méret: 150 x 260 x 80 mm  
 Súly: 1,8 kg




### DLab

Rendelési kód	Típus	Nettó ár, Ft/db	Rendelési kód	Típus	Nettó ár, Ft/db
51 090 1303	MS-PA	49 990.-	51 090 1304	MS-PB	39 990.-

### Ultra thin FMS-15

Ultra vékony, mindössze 14,5 mm magasságú, motor nélküli, tekercses felépítésű mini mágneses keverő. Digitális kijelzéssel: keverési sebesség és keverési idő kijelzése. Változtatható keverési irány 45 mp-ként. Kiváló kémiai ellenálló képességű PVC burkolat.

Fordulatszám:  
 szabályozható 20 ... 1500 ford/perc  
 Keverhető mennyiség: max 1 liter  
 Időtartás: 5 perc-től 9 óráig  
 Méret: 110 x 180 x 14,5 mm  
 Súly: 0,18 kg



### Műanyag házas mágneses keverők

Kiváló kémiai ellenálló képességű műanyag házas (ABS), kisméretű, halk működésű laboratóriumi mágneses keverők. Az SH-2-es modell körbe beépített LED megvilágítással.

Fordulatszám:  
 szabályozható 0 ... 2000 ford/perc  
 Keverhető mennyiség: max 1 liter  
 Keverő felület: Ø 128 mm  
 Méret: 138 x 60 mm  
 Súly: 0,6 kg

### Faithful



Rendelési kód	Típus	Nettó ár, Ft/db	Rendelési kód	Típus	Nettó ár, Ft/db
51 950 0251	Ultra thin FMS-15	59 990.-	51 995 0202	SH-2-LED	21 990.-
			51 995 0203	SH-3	19 990.-

Az árak nettó, áfa nélkül értendők és 2022. április 30-ig vagy a raktárkészlet erejéig érvényesek.