

## LABORATÓRIUMI PH-MÉRŐK

2021-02.

ÉRINTŐKÉPERNYŐS CSÚCSTECHNOLÓGIÁVAL ELŐNYÖS ÁRON!

### IS sorozat

Rendkívül előnyös árú asztali laborkészülékek a modern kor követelményeinek megfelelően: színes érintőképernyő, piktogramos menürendszer, egyszerű kezelés, akár egy mobiltelefon kezelése. Mindezekhez megbízható működés párosul. Max. 5 pontos automatikus kalibrálás, beépített automatikus puffer felismeréssel, előre programozott puffer sorozatok értékeiből.

Nagy kapacitású adattároló (500-2000 adatcsoport), Az M-log típusoknál GLP megfelelőségi funkció, folyamatos mérési mód, dinamikus görbe megjelenítés.

Szállítási összeállítás: készülék, elektróda állvány, gél elektróda beépített hőmérséklet érzékelővel, pufferek, műanyag védőfólia. (kép szerint)

Egyéb típusú, speciális elektródák a túldoldalon találhatóak. Kalibrációs pufferek minőségi bizonyítvánnyal külön rendelésre.



Rendelési kód	61 981 0126	61 981 0128	61 981 0136	61 981 0139
Típus	IS 126 Icon	IS 128 M-log	IS 136 Icon	IS 139 M-log
Nettó ár, Ft/db	159 990.-	219 990.-	229 990.-	369 990.-
Mért paraméter	pH/mV/°C	pH/mV/°C/ORP	pH/mV/°C	pH/mV/°C/ORP
Mérési tartományok	pH mV hőmérséklet	-2,00 ... 20,00pH	±2000 mV	-2,000 ... 20,000pH -5,0...130,0°C
Felbontás	pH mV hőmérséklet	0,1/0,01 pH 1mV	0,1/1mV	0,01/0,1/0,001 pH 0,01/0,1/1mV 0,1°C
Pontosság	pH mV hőmérséklet	±0,01 pH ±1mV	±0,4mV	±0,002 pH ±0,1mV ±0,5°C
Kalibrálás	pH	1-5 pont		
Hőmérséklet kompenzáció		automatikus / manuális		
Adattárolás, memória	500 adat	2000 adat	500 adat	2000 adat
Adatkimenet	RS232	RS232, USB	RS232	RS232, USB
Kijező		5" színes érintő képernyő		
Kijelző felbontás	480x272	800x480	480x272	800x480
Méretetek (mm)		240x180x80		
Súly (kg)		0,7		

A készülékekhez külön, speciális vagy tartalék elektródák a túldoldalon találhatóak.

A feltüntetett árak nettó, áfa nélkül értendők és március 31-ig érvényesek! Szállítás: raktárról vagy 3-4 hét.

## LABORATÓRIUMI PH-ELEKTRÓDÁK

2021-02.

### ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSOKHOZ, ELŐNYÖS ÁRON!

Standard kombinált üveg elektródák általános alkalmazásokhoz a legtöbb pH-mérőhöz



Rendelési kód	61 820 0211	61 820 0212	61 820 0213	61 820 0232
Típus	LabSen 211	LabSen 212	LabSen 213	LabSen 232
Nettó ár, Ft/db	24 990.-	34 990.-	64 990.-	42 990.-
Hőmérséklet		-5...+100 °C		-5...+80 °C
Mérési tartomány			0...14 pH	
Csatlakoztatás	<b>BNC (1m)</b>	<b>S7 fej</b>	<b>BNC/RCA (1m)</b>	<b>S7 fej</b>
Hőmérséklet érzékelő	nincs	nincs	van	nincs
Hossz / Ø (mm)			120 / 12	
Elektrolit		KCl 3 mol/l		polymer
Membrán		félgömb	hengeres	félgömb
Alkalmazási terület		rutin mérések		emulziók
Leírás	standard üveg elektróda, BNC kábellel	standard üveg elektróda, S7 fej csatlakozással	standard üveg elektróda, BNC/RCA kábellel	nehezen szennyeződő, S7 fej csatlakozással

Standard műanyag házas gél elektródák általános alkalmazásokhoz a legtöbb pH-mérőhöz



Rendelési kód	61 820 0331	61 820 0332	61 820 0333	61 820 0552
Típus	LabSen 331	LabSen 332	LabSen 333	LabSen 552
Nettó ár, Ft/db	19 990.-	21 990.-	39 990.-	59 990.-
Hőmérséklet		0...+80 °C		0...+60 °C
Mérési tartomány			0...14 pH	
Csatlakoztatás	<b>BNC (1m)</b>	<b>S7 fej</b>	<b>BNC/RCA (1m)</b>	<b>S7 fej</b>
Hőmérséklet érzékelő	nincs	nincs	van	nincs
Hossz / Ø (mm)			120 / 12	
Elektrolit			polymer	
Membrán		gömb		hengeres, szűrő
Alkalmazási terület		rutin mérések		szilárd minták
Leírás	standard gél elektróda, BNC kábellel	standard gél elektróda, S7 fej csatlakozással	standard gél elektróda, BNC/RCA kábellel	szűrő elektróda, S7 fej csatlakozással

A feltüntetett árak nettó, áfa nélkül értendők és március 31-ig érvényesek! Szállítás: raktárról vagy 3-4 hét.