

# BEMUTATÓ ÉS AKCIÓS KÉSZÜLÉKEK UTOLSÓ DARABOK VÉGKIÁRUSÍTÁSA!

## Táramérleg **MT-EXC50002**

Méréshatár: 5000g, felbontás: 0,01g  
Tányér: 188x148 mm, rozsdamentes acél  
Darabszámlálás, többféle mértékegység  
beépített RS-232  
adatkimenet.  
Bemutató  
készülék,  
eredeti  
csomagolás!



Rendelési kód:  
64 991 5009

59 990.-Ft

## Milligrammos mérleg **OHAUS PX-523**

Méréshatár: 520g, felbontás: 0,001g  
Rövid beállási  
idő: 3-4 mp.  
Tányér: Ø120mm  
rozsdamentes acél  
**Belső kalibráció**  
USB és RS232-es  
adatkimenetek  
Új készülék,  
Eredeti  
csomagolás!



Rendelési kód:  
68 025 1615

199 990.-Ft

## Hordozható táramérleg **CL-501** Ohaus

Méréshatár: 500g, felbontás: 0,1g;  
Tányér: Ø120mm  
Új készülék, eredeti csomagolás.  
Szállítás: 3db AA elemmel, hálózati tápegység külön rendelhető.



Rendelési kód:  
64 990 0640

9 990.- Ft

## Asztali centrifuga **D 1008**

Kompakt felépítésű, egyéni mikroliter centri-  
fuga. Fordulatszám: fix 7000 ford/perc.  
Normál tartozék kétféle rotor:  
8x2,0ml és 2xPCR8



Új készülék,  
eredeti  
csomagolás!

Rendelési kód:  
55 090 3141

29 990.-Ft

## Körkörös asztali síkrázó **GS-20**

Szabályozható rázási seb: 50-300 ford/perc.  
Rázási amplitúdó:20mm; Terhelhetőség:  
max.3kg. Időzítés:0 ...99 óra 59 perc  
Digitális kijelzés: fordulatszám, idő  
Szállítás a képen  
látható univerzális  
gumis szorító  
rudas feltétellel.



Új készülék,  
Eredeti  
csomagolás!

Rendelési kód:  
52 094 0200

194 100.-Ft

## Táramérleg **MT-XY2000-1B**

Méréshatár: 2000g, felbontás: 0,1g  
Tányér: Ø 130 mm, rozsdamentes acél  
Darabszámlálás  
többféle  
mértékegység  
Új készülék,  
eredeti csomagolás!



Rendelési kód:  
64 991 6011

19 990.-Ft

## Kémcsőrázó Vortex **Ohaus**

Kapcsolható, folyamatos vagy érintésre in-  
duló működés. Rázási amplitúdó: 4,9mm  
Állítható  
fordulatszám:  
300-2500  
fordulat/perc  
Új készülék,  
eredeti  
csomagolás!



Rendelési kód:  
53 039 2117

39 990.-Ft

## Kézi pH teszter **Sanxin PHB-3pH**

Kompakt felépítés, egyszerűen és  
könnyen használható hordozható  
pH teszter.  
Egy pontos automatikus kalibrá-  
ció (pH:7,0-nál)  
**Cserélhető elektróda!**  
Mérési tartomány: 0-14 pH  
Felbontás: 0,1 pH  
Pontosság: ±0,2 pH



Új készülék,  
Eredeti  
csomagolás!

Rendelési kód:  
61 806 0601

16 900.- Ft

## VÍZDESZTILLÁLÓ **AA-WD4**

Teljesítmény: 4 liter/óra  
Desztillált víz vezetőképessége: 3,0-3,5µS/cm  
Teljesítmény felvétel: 3000W  
Üvegrész Boro 3.3



Új készülék,  
Eredeti csomagolás!

Rendelési kód:  
13 204 0250

262 640.-Ft

**A listában felsorolt készülékek egyedi darabok, így az árak  
csak a mindenkori raktárkészletre érvényesek!**

A feltüntetett árak nettó, áfa nélkül értendők!

A készülékek átadás-átvételi helye az AA Labor telephelye vagy kiszállítás (GLS tarifa szerint!)

Nettó 50 000.-Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás díjmentes! Igény szerint: üzembe helyezés: 5000.-Ft/rendelés.

A feltüntetett garancia idő az AA Labor kft. telephelyén érvényesíthető!

Garancia idő bemutató műszer 6 hónap, új készülék 12 hónap.

Aktualizálva: 2021. július-szeptember

Sorszám: 2021/III.



Rendelési kód	A készülék leírása	Gar. hónap	Nettó ár Ft/db
41 122 0071	<b>Inkubátor, DH 3600BI</b> Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +5°C ...+70°C. Hőntartás térben: ±0,5°C, időben: ±0,2°C Térfogat: 45 liter, Külső méret:485 x 480 x 570 mm. Új készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!	12	<b>269 990.-</b>
65 807 2352	<b>Biológiai mikroszkóp, BS-2020B</b> 30°-ban döntött 360°-ban körbe forgatható binokuláris nézőtubus; WF10x/18mm okulár, 4 fh. objektív revolver; DIN achromatikus objektívek:4x;10x;40x;100x; Mozgatható tárgyasztal:132x142mm Beépített, szabályozható LED megvilágítás. Új készülék, eredeti csomagolás!	12	<b>79 990.-</b>
64 991 5011	<b>Táramérleg MT-STC60001</b> Mérésáhtár: 6000g, felbontás: 0,1g; darabszámlálás, többféle mértékegység, RS-232 adatkimenet; Tányér: 188x148mm, rozsdamentes acél; Új készülék, eredeti csomagolás!	12	<b>24 990.-</b>
64 991 5010	<b>Táramérleg, MT-STC20001</b> Mérésáhtár: 2000g, felbontás: 0,1g darabszámlálás, többféle mértékegység, RS-232 adatkimenet; Tányér: 188x148mm, rozsdamentes acél; Új készülék, eredeti csomagolás!	12	<b>19 990.-</b>
64 991 5005	<b>Táramérleg, MT-STE60002</b> Mérésáhtár: 600g, felbontás: 0,01g darabszámlálás, többféle mértékegység, RS-232 adatkimenet; Tányér: Ø118mm, rozsdamentes acél; Új készülék, eredeti csomagolás!	12	<b>24 990.-</b>
51 090 1501	<b>Fűthető mágneses keverő Faithful SH-4</b> Analog szabályzás, skálás kijelzés. Max fűtési hőm:380°C Fordulatszám:200-2000 rpm, keverhető mennyiség: max 5 liter Új készülék, eredeti csomagolás!	12	<b>99 990.-</b>
63 489 1620	<b>UV-VIS spektrofotométer Macylab UV-1500</b> Kompakt felépítés, felhasználó barát kezelés, ideális a rutinmunka elvégzésére. Nagyméretű LCD kijelző (128x64 Dot) Motoros hullámhossz beállítás. Hullámhossz felbontás/pontoság/ismétlőképesség:0,1/±0,5/±0,2nm. Tartomány: 190-1100nm. Üzem módjai: abszorbancia, transzmittancia és koncentráció mérés max. 9 standard oldattal vagy faktor megadásával. Sáv szélesség: 2nm, fotometrikus pontosság: ±0,5%T Holografikus optikai rács, halogén és deutérium lámpa, 4x10mm manuális kivétta váltó; tartozék 4db üveg és 2 db kvarc kivétta. Bemutató teszt készülék, eredeti csomagolás.	12	<b>499 990.-</b>
51 090 0210	<b>Mágneses keverő EcoStir</b> Műanyagházas készülék PET keverő felülettel. A képen látható tartóállvány és tartó klipsz normál tartozék. Szénkefe nélküli kialakítású DC motor. Keverhető mennyiség: 1500ml Szabályozható fordulatszám: 300 ... 2000 fordulat/perc Méret: 145x150x50 mm; Súly: 300g Új készülék, eredeti csomagolás	12	<b>23 990.-</b>
51 950 0251	<b>Mágneses keverő Ultra thin FMS-15</b> Ultra vékony, mindössze 14,5mm magasságú, motor nélküli, tekercses felépítésű mini mágneses keverő. Digitális kijelzés: keverési sebesség és idő. Timer, időzített üzemmód: programozható max 9 óráig. Keverés irányváltás 45 másodpercenként. Keverhető max. mennyiség: 1000 ml Új készülék, eredeti csomagolás	12	<b>49 990.-</b>
41 122 0099	<b>Inkubátor Faithful WP-25AB</b> Ventilátor nélküli, rozsdamentes acél, Polcok száma: 2, Hőmérsékleti tartomány: környez.+5 ... 65°C; Hőntartás: ±0,5°C Időztítési tartomány: 1 - 9999 perc Belső/külső méret: 260x260x260 mm / 410x410x620 mm Új készülék, eredeti csomagolás		<b>184 800.-</b>
52 955 8005	<b>Rázógép Mini-rocker Shaker MR-1</b> Állandó, 7°-os billenési szögű rázó gép biológiai minták rázásához. Időztítés (timer): digitális, 1 perctől 23 óra 59 percig állítható. Rázási tartomány: 7,5...30 fordulat/perc, kijelzés: min/max skála. Rázó felület: 200x200 mm, terhelhetősége: 500g. Új készülék, eredeti csomagolás	12	<b>89 990.-</b>

**A feltüntetett árak nettó, áfa nélkül értendők!  
A listában felsorolt készülékek egyedi darabok, így az árak csak a mindenkorl raktárkészletre érvényesek!**