

# BEMUTATÓ ÉS AKCIÓS KÉSZÜLÉKEK UTOLSÓ DARABOK VÉGKIÁRUSÍTÁSA!

**Táramérleg OHAUS PR-423M**

Méréshatár: 420g, felbontás: 0,001g  
Tányér: Ø120mm, rozsdamentes acél  
Súlymérés, darabszámlálás, %-os mérés

Automatikus belső kalibráció, beépített RS-232 adatkimenet.  
Bemutató készülék, eredeti csomagolás!  
**EU hitelesítéssel!**



**Rendelési kód:**  
63 052 4387

**249 990.-Ft**

**Kézi pH teszter Sanxin PHB-3pH**

Kompakt felépítés, egyszerűen és könnyen használható hordozható pH teszter.  
Egy pontos automatikus kalibráció (pH:7,0-nál)  
**Cserélhető elektróda!**  
Mérési tartomány: 0-14 pH  
Felbontás: 0,1 pH  
Pontosság: ±0,2 pH

Új készülék,  
Eredeti csomagolás!



**Rendelési kód:**  
61 806 0601

**16 900.- Ft**

**Hordozható táramérleg CL-501 Ohaus**

Méréshatár: 500g, felbontás: 0,1g;  
Tányér: Ø120mm  
Új készülék, eredeti csomagolás.  
Szállítás: 3db AA elemmel, hálózati tápegység külön rendelhető.



**Rendelési kód:**  
64 990 0640

**9 990.- Ft**

**Táramérleg MT-XY2000-1B**

Méréshatár: 2000g, felbontás: 0,1g  
Tányér: Ø 130 mm, rozsdamentes acél  
Darabszámlálás többféle mértékegység  
Új készülék, eredeti csomagolás!



**Rendelési kód:**  
64 991 6011

**19 990.-Ft**

**Körkörös asztali síkrázó GS-20**

Szabályozható rázási seb: 50-300 ford/perc.  
Rázási amplitúdó:20mm; Terhelhetőség: max.3kg. Időzítés:0 ...99 óra 59 perc  
Digitális kijelzés: fordulatszám, idő  
Szállítás a képen látható univerzális gumis szorító rudas feltétellel.

Új készülék,  
Eredeti csomagolás!



**Rendelési kód:**  
52 094 0200

**194 100.-Ft**

**Hordozható pH-mérő Bante 220pH**

Kompakt felépítés, könnyen használható hordozható pH-mérő. 2 pontos automatikus kalibrálás, automatikus puffer felismeréssel  
Mérési tartomány: -2,00...16,00 pH  
Felbontás: 0,01 pH  
Pontosság: ±0,01pH  
50 mért érték tárolása és USB adatcsatlakozó  
Automatikus hőm. kompenzáció. Szett kivétel táskában. (Gél elektród)  
Új készülék!



**Rendelési kód:**  
61 995 0512

**39 990.- Ft**

**Asztali centrifuga D 1008**

Kompakt felépítésű, egyéni mikroliter centrifuga. Fordulatszám: fix 7000 ford/perc.  
Normál tartozék kétféle rotor: 8x2,0ml és 2xPCR8

Új készülék,  
eredeti csomagolás!



**Rendelési kód:**  
55 090 3141

**29 990.-Ft**

**Ioncserelő patronok DS-sorozat**

Sótalanító patron fejjel, kimenő víz vezetőképessége: 0,1-10µS/cm.  
Víz csatlakozás: 3/4"-os.  
Kapacitás: 450 illetve 750 liter. (Közepes német keménységűnél!)  
Lemerült patronok cseréje 24 órán belül!  
Új készülékek.  
Eredeti csomagolás.



**Rendelési kód**    **Típus**    **Nettó ár:**  
93 861 0425    DS 450    79 990.-Ft  
93 861 1750    DS 750    109 990.-Ft

**VÍZDESZTILLÁLÓ AA-WD4**

Teljesítmény: 4 liter/óra  
Desztillált víz vezetőképessége: 3,0-3,5µS/cm  
Teljesítmény felvétel: 3000W  
Üvegrész Boro 3.3

Új készülék,  
Eredeti csomagolás!



**Rendelési kód:**  
13 204 0250

**262 640.-Ft**

**A listában felsorolt készülékek egyedi darabok, így az árak csak a mindenkori raktárkészletre érvényesek!**

A feltüntetett árak nettó, áfa nélkül értendők!

A készülékek átadás-átvételi helye az AA Labor telephelye vagy kiszállítás (GLS tarifa szerint!)

Nettó 50 000.-Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás díjmentes! Igény szerint: üzembe helyezés: 5000.-Ft/rendelés.

A feltüntetett garancia idő az AA Labor kft. telephelyén érvényesíthető!

Garancia idő bemutató műszer 6 hónap, új készülék 12 hónap.

Aktualizálva: 2021. október

Sorszám: 2021/IV.



Rendelési kód	A készülék leírása	Gar. hónap	Nettó ár Ft/db
41 122 0071	<b>Inkubátor, DH 3600BI</b> Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +5°C ...+70°C. Hőntartás térben: ±0,5°C, időben: ±0,2°C Térfogat: 45 liter, Külső méret:485 x 480 x 570 mm. Új készülék, kiszállítással, üzembe helyezésel!	12	<b>269 990,-</b>
65 807 2352	<b>Biológiai mikroszkóp, BS-2020B</b> 30°-ban döntött 360°-ban körbe forgatható binokuláris nézőtubus; WF10x/18mm okulár, 4 fh. objektív revolver; DIN achromatikus objektívek:4x;10x;40x;100x; Mozgatható tárgyasztal:132x142mm Beépített, szabályozható LED megvilágítás. Új készülék, eredeti csomagolás!	12	<b>79 990,-</b>
64 991 5011	<b>Táramérleg MT-STC60001</b> Méréshatár: 6000g, felbontás: 0,1g; darabszámlálás, többféle mértékegység, RS-232 adatkimenet; Tányér: 188x148mm, rozsdamentes acél; Új készülék, eredeti csomagolás!	12	<b>24 990,-</b>
51 991 0521 51 991 0501	<b>Moduláris felépítésű több férőhelyes mágneses keverő</b> USB csatlakozós összeköttetés. Szabadon konfigurálható alkatzat és darabszám (max 10 készülék). A vezérlő egység digitális kijelzéssel rendelkezik: keverési sebesség és keverési idő kijelzésére, timer üzemmód 0-9 óra. Változtatható keverési irány 45 mp intervallumban. Vegyileg ellenálló, jól tisztítható üveg keverő felület Ø92 mm. Max. keverhető mennyiség 0,5 liter/készülék. Szabályozható keverési sebesség: 100-1500 fordulat/perc. (10f/p) A működéshez vezérlő egység és min. egy keverő egység kell! Vezérlő egység, KMS-521D Keverő egység, KMS-501	12	<b>29 990,- 19 990,-</b>
51 090 1501	<b>Fűthető mágneses keverő Faithful SH-4</b> Analog szabályzás, skálás kijelzés. Max fűtési hőm:380°C Fordulatszám:200-2000 rpm, keverhető mennyiség: max 5 liter Új készülék, eredeti csomagolás!	12	<b>99 990,-</b>
63 489 1620	<b>UV-VIS spektrofotométer Macylab UV-1500</b> Kompakt felépítés, felhasználó barát kezelés, ideális a rutinmunka elvégzésére. Nagyméretű LCD kijelző (128x64 Dot) Motoros hullámhossz beállítás. Hullámhossz felbontás/pontoság/ismétlőképesség:0,1/±0,5/±0,2nm. Tartomány: 190-1100nm. Üzemmodjai: abszorbancia, transzmittancia és koncentráció mérés max. 9 standard oldattal vagy faktor megadásával. Sávzélesség: 2nm, fotometrikus pontosság: ±0,5%T Holografikus optikai rács, halogén és deutérium lámpa, 4x10mm manuális küvetta váltó; tartozék 4db üveg és 2 db kvarc küvetta. Bemutató teszt készülék, eredeti csomagolás.	12	<b>499 990,-</b>
51 090 0210	<b>Mágneses keverő EcoStir</b> Műanyagházas készülék PET keverő felülettel. A képen látható tartóállvány és tartó klipsz normál tartozék. Szénkefe nélküli kialakítású DC motor. Keverhető mennyiség: 1500ml Szabályozható fordulatszám: 300 ... 2000 fordulat/perc Méret: 145x150x50 mm; Súly: 300g Új készülék, eredeti csom.	12	<b>23 990,-</b>
51 950 0251	<b>Mágneses keverő Ultra thin FMS-15</b> Ultra vékony, mindössze 14,5mm magasságú, motor nélküli, tekercses felépítésű mini mágneses keverő. Digitális kijelzés: keverési sebesség és idő. Timer, időzített üzemmód: programozható max 9 óráig. Keverés irányváltás 45 másodpercenként. Keverhető max. mennyiség: 1000 ml Új készülék, eredeti csom.	12	<b>49 990,-</b>
41 122 0099	<b>Inkubátor Faithful WP-25AB</b> Ventilátor nélküli, rozsdamentes acél, Polcok száma: 2, Hőmérsékleti tartomány: környez.+5 ... 65°C; Hőntartás: ±0,5°C Időzítési tartomány: 1 - 9999 perc Belső/külső méret: 260x260x260 mm / 410x410x620 mm Új készülék, eredeti csomagolás		<b>184 800,-</b>
52 955 8005	<b>Rázógép Mini-rocker Shaker MR-1</b> Állandó, 7°-os billenési szögű rázó gép biológiai minták rázásához. Időzítés (timer): digitális, 1 perctől 23 óra 59 percig állítható. Rázási tartomány: 7,5...30 fordulat/perc, kijelzés: min/max skála. Rázó felület: 200x200 mm, terhelhetősége: 500g. Új készülék, eredeti csomagolás	12	<b>89 990,-</b>

**A feltüntetett árak nettó, áfa nélkül értendők!  
A listában felsorolt készülékek egyedi darabok, így az árak csak a mindenkorl raktárkészletre érvényesek!**