

BEMUTATÓ ÉS AKCIÓS KÉSZÜLÉKEK UTOLSÓ DARABOK VÉGKIÁRUSÍTÁSA!

Táramérleg **OHAUS PR-423M**

Méréshatár: 420g, felbontás: 0,001g
Tányér: Ø120mm, rozsdamentes acél
Súlymérés, darabszámlálás, %-os mérés
Automatikus belső kalibráció, beépített RS-232 adatkimenet.
Bemutató készülék, eredeti csomagolás!
EU hitelesítéssel!



Rendelési kód: 63 052 4387

299 990.-Ft

Kézi refraktométerek


Állítható optika és skála fókuszálás
VBR 92T típus:
Mérési tartomány: 58-92% Brix
Felbontás: 0,2%
VBR 62T típus:
Mérési tartomány: 28-62% Brix
Felbontás: 0,2%
Új készülék
Eredeti csomagolás!



Rendelési kód **Típus** **Nettó ár:**
63 807 1315 VBR 92T 4 990,-Ft
63 807 1320 VBR 62T 4 990,-Ft

Táramérleg **MT-XY2000-1B**

Méréshatár: 2000g, felbontás: 0,1g
Tányér: Ø 130 mm, rozsdamentes acél
Darabszámlálás többféle mértékegység
Új készülék, eredeti csomagolás!



Rendelési kód: 18 000 0303

14 990.-Ft

BS-2020B rutin biológiai mikroszkóp

30°-ban döntött 360°-ban körbe forgatható binokuláris nézőtubus; WF10x/18mm okulár
4 fűrőhelyes objektív revolver
DIN achromatikus objektívek:
4x; 10x; 40x; 100x
Mozgatható tárgy asztal mérete: 132x142 mm.
Beépített, szabályozható LED megvilágítás.
Új készülék, eredeti csomagolás.



Rendelési kód: 18 000 0301

79 990.- Ft

Sorozat adagoló HandyStep-S Brand

Az egyszer felszívott mennyiség egyenlő lépésekben történő kiadagolásához.
Lépésszám: 9-49
Beállítható térfogat:
2-5000 µl
Tartozék:
0,1; 1 és 10 ml hegy.
Új készülék, Eredeti csomagolás.



Rendelési kód: 10 497 5110

29 990.- Ft

Hordozható pH-mérő **Bante 220pH**

Kompakt felépítés, könnyen használható hordozható pH-mérő. 2 pontos automatikus kalibrálás, automatikus puffer felismeréssel
Mérési tartomány: -2,00...16,00 pH
Felbontás: 0,01 pH
Pontosság: ±0,01pH
50 mért érték tárolása és USB adatcsatlakozó
Automatikus hőm. kompenzáció. Szett kivitel táskában (Gél elektród)
Új készülék!



Rendelési kód: 61 995 0512

39 990.- Ft

Asztali pH-mérő készülék **IS-126-Icon**

Színes érintő képernyő, piktogramos menü rendszer, egyszerű kezelés. Max. 5 pontos kalibrálás automatikus puffer Felismeréssel.
Mérési tartomány: 0,00...20,00 pH
Felbontás: 0,01 pH
Pontosság: ±0,01pH
500 mért érték tárolása
RS 232 adatkimenet
Új készülék, eredeti csomagolás!



Rendelési kód: 61 981 0126

99 990.-Ft

Felsőpálcás keverő **SH-II-6**

Közepesen viszkozus anyagokhoz, max.20 lit. keveréséhez
Szabályozható fordulatszám:
100-2500 f/perc.
Szállítási összeállítással
Komplett állvánnyal (a kép szerint)
Új készülék, eredeti csomagolás.



Rendelési kód: 51 090 2010

144 500.-Ft

Mágneses keverő FlatSpin **DLab**

Mozgó alkatrész nélküli, tekerces kivitel. Szabályozható fordulatszám: 15-1500 f/perc.
Beállítható automatikus keverési irányváltás.
Keverhető mennyiség: 800 ml.
Bemutató darab



Rendelési kód: 18 000 0071

9 990.-Ft

A listában felsorolt készülékek egyedi darabok, így az árak csak a mindenkori raktárkészletre érvényesek!

A feltüntetett árak nettó, áfa nélkül értendők!

A készülékek átadás-átvételi helye az AA Labor telephelye vagy kiszállítás (GLS tarifa szerint!)

Nettó 50 000.-Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás díjmentes! Igény szerint: üzembe helyezés: 5000.-Ft/rendelés.

A feltüntetett garancia idő az AA Labor kft. telephelyén érvényesíthető!

Garancia idő bemutató műszer 6 hónap, új készülék 12 hónap.


Aktualizálva: 2024. június

Sorszám: 2024/06.



Rendelési kód	A készülék leírása	Gar. hónap	Nettó ár Ft/db
Faithful hőtechnikai szekrények raktárról!			
Általános jellemzők: belső rozsdamentes acél borítás, mikroprocesszoros hőmérséklet szabályozás. Digitális hőmérséklet kijelzés és beállítás. 1°C-os, illetve 0,1°C-os lépésekben történő hőmérséklet-programozás. Tűlfűtés elleni védelem. Mechanikus szellőzőnyílás állítás és 2 db állítható polc. Szárítószekrényeknél üvegbetétes ajtó dupla üvegezéssel és kiváló minőségű szilikon tömítéssel LCD kijelző a beállított és az aktuális hőmérsékleti érték egyidejű kijelzésével. Időzítés: 1-9999 perc tartományban.			
41 122 0071	Inkubátor, DH 3600BII Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +5°C ... +60°C. Hőntartás térben: ±0,5°C, időben: ±0,2°C Térfogat: 45 liter, Külső méret: 485 x 480 x 570 mm. Új készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!	12	239 990.-
41 122 0098	Kis méretű, álló kivitelű szárítószekrény, WHL-25AB Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +10°C ... +250°C. Hőntartás térben: ±1°C, időben: ±0,5°C; térfogat: 18 liter Természetes légkeverés, ventilátor nélküli kivitel Külső méret: 410x410x620 mm, új készülék.	12	159 990.-
41 122 0099	Kis méretű, álló kivitelű inkubátor szekrény, WP-25AB Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +5°C ... +65°C. Hőntartás térben: ±1°C, időben: ±0,5°C; térfogat: 18 liter Természetes légkeverés, ventilátor nélküli kivitel Külső méret: 410x410x620 mm, új készülék.	12	159 990.-
41 122 0047	Szárítószekrény természetes légkeveréssel WHLL-45BE Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +10°C ... +300°C. Hőntartás térben/időben: ±1°C, térfogat: 45 liter Természetes légkeverés, ventilátor nélküli kivitel Külső méret: 500 x 550 x 735 mm. Új készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!	12	299 990.-
41 122 0051	Klasszikus, fekvő kivitelű szárítószekrény, 101-0AB Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +10°C ... +300°C. Hőntartás térben: ±1°C, időben: ±0,5°C; térfogat: 45 liter Légkeverés beépített ventilátorral, külső méret: 600x510x570 mm Új készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!	12	259 990.-
41 122 0056	Klasszikus, fekvő kivitelű szárítószekrény, természetes légkeverés Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +10°C ... +300°C. Hőntartás térben: ±1°C, időben: ±0,5°C; Ventilátor nélküli kivitel, Új készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!	12	239 990.-
41 122 0057	202-0AB, térfogat: 43 liter, külső méret: 600x510x570 mm 202-1AB, térfogat: 71 liter, külső méret: 700x510x670 mm Új készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!		269 990.-
41 122 0214	Vízfürdő, gőzölős, férőhelyekre osztott, DK sorozat Rozsdamentes acélkád, elektrosztatikus porszórással festett ház. PID vezérlés, két soros digitális hőmérséklet kijelzés, felül az aktuális, alul a beállított hőmérsékleti érték. Felbontás: 0,1°C. Időzítés (Timer) funkció: 0 ... 999 percig. Férőhelyeken egyenként leszedhető fém gyűrűk, max. Ø120mm. Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +5°C ... 100°C. Hőmérséklet stabilitás/pontosság: ±1°C / ±2,5°C Új vagy bemutatató készülékek, eredeti csomagolás.	12	89 990.-
41 122 0213	DK-98-II-A-22 kád térfogat: 12,7 lit. 4 férőhely, 2x2 kialakítás		109 990.-
41 122 0215	DK-98-II-A-6 kád térfogat: 19 lit. 6 férőhely, 1x6 soros kialakítás DK-98-II-A-62 kád térfogat: 18,7 liter, 6 férőhely, 2x3 kialakítás		99 990.-
Lombikmelegítők különböző térfogatú gömblombikokhoz			
Hidegen hengerelt festett lemez ház. Korróziómentes, tartós és biztonságos kialakítás. Lekerekített forma, rendkívül egyszerű kezelés, gyors felfűtés és hatékony működés. Hőmérséklet szabályozós kivitel, maximális hőmérséklet 450°C (a melegített folyadék 300°C). A digitális kivitel esetében a folyadékba merülő Pt100-as hőmérséklet érzékelő és a tartószerkezet normál, árban foglalt tartozék. Új készülékek eredeti csomagolás.			
44 521 2104	Típus: 98-IB-0100; analóg, 100 ml lombikhoz	12	54 990.-
44 521 2106	Típus: 98-IB-0250; analóg, 250 ml lombikhoz		59 990.-
44 521 2108	Típus: 98-IB-0500; analóg, 500 ml lombikhoz		64 990.-
44 521 2110	Típus: 98-IB-1000; analóg, 1000 ml lombikhoz		79 990.-
44 521 2142	Típus: 98-IIC-0100; digitális, 100 ml lombikhoz		89 990.-
44 521 2142	Típus: 98-IIC-0250; digitális, 250 ml lombikhoz		99 990.-
44 521 2144	Típus: 98-IIC-0500; digitális, 500 ml lombikhoz		109 990.-
44 521 2145	Típus: 98-IIC-1000; digitális, 1000 ml lombikhoz		119 990.-

Rendelési kód	A készülék leírása	Gar. hónap	Nettó ár Ft/db
68 025 1605	Fél-mikro analitikai mérleg, OHAUS PX-225D Méréshatár: 82/220g, felbontás: 0,01/0,1mg Tányér méret: Ø80mm; Automatikus belső kalibráció! Adatkimenet: RS232; USB; GLP/GMP megfeleléség. Új készülék, eredeti csomagolás.	12	999 990.-
68 025 1612	Analitikai mérleg, OHAUS PX-224M Méréshatár: 220g, felbontás: 0,1mg Tányér méret: Ø90mm; Automatikus belső kalibráció! Adatkimenet: RS232; USB; GLP/GMP megfeleléség. EU hitelesítéssel! Új készülék, eredeti csomagolás.	12	499 990.-
63 052 4285	Analitikai mérleg, OHAUS PR-224M (jobb oldali kép!) Méréshatár: 220g, felbontás: 0,1mg Tányér méret: Ø90mm; Automatikus belső kalibráció! EU hitelesítéssel! Új készülék, eredeti csomagolás.	12	359 990.-
18 000 0302	Táramérleg, Faithful F6002C Méréshatár: 610g, felbontás: 0,01g, Tányér: Ø150mm Bemutató darab eredeti csomagolás.	12	15 990.-
18 000 0310	Táramérleg, Bonita, DNC22002B Méréshatár: 2200g, felbontás: 0,01g, Tányér: 192x171mm Bemutató készülék.	12	69 990.-
64 992 0131	Táramérleg, Bonita, DNC22002B Méréshatár: 2200g, felbontás: 0,01g, Tányér: 192x171mm Új készülék, eredeti csomagolás.	12	98 990.-
64 992 0132	Táramérleg, Bonita, DNC32002B Méréshatár: 3200g, felbontás: 0,01g, Tányér: 192x171mm Új készülék, eredeti csomagolás.	12	107 990.-
64 992 0133	Táramérleg, Bonita, DNC42002B Méréshatár: 4200g, felbontás: 0,01g, Tányér: 192x171mm Új készülék, eredeti csomagolás.	12	139 990.-
18 000 0311	Táramérleg, Bonita, DNC50002 Méréshatár: 5000g, felbontás: 0,01g, Tányér: 192x171mm Új készülék, eredeti csomagolás.	12	141 990.-
64 992 1041	Ipari táramérleg, Bonita, DNF10001 Méréshatár: 10 kg, felbontás: 0,1g, Tányér: 250x185mm Új készülék, eredeti csomagolás.	12	74 990.-
18 000 0312	Ipari táramérleg, Bonita, DNF20001 Méréshatár: 20 kg, felbontás: 0,1g, Tányér: 250x185mm Bemutató készülék.	12	74 990.-
64 992 1043	Ipari táramérleg, Bonita, DNF30001 Méréshatár: 30 kg, felbontás: 0,1g, Tányér: 250x185mm Új készülék, eredeti csomagolás.	12	74 990.-
64 992 0182	Táramérleg, Bonita, MT-GMB602 Méréshatár: 600g, felbontás: 0,01g, Tányér: Ø150mm Új készülék, eredeti csomagolás.	12	54 990.-
64 992 0183	Táramérleg, Bonita, MT-GMC2002 Méréshatár: 2000g, felbontás: 0,01g, Tányér: Ø180mm Új készülék, eredeti csomagolás.	12	61 990.-
64 992 0184	Táramérleg, Bonita, MT-GMCB3002 Méréshatár: 3000g, felbontás: 0,01g, Tányér: Ø180mm Új készülék, eredeti csomagolás.	12	68 990.-
64 992 0187	Táramérleg, Bonita, MT-GMB2002T Méréshatár: 2000g, felbontás: 0,01g, Tányér: 192x171mm Új készülék, eredeti csomagolás.	12	64 990.-
64 992 0188	Táramérleg, Bonita, MT-GMD6001T Méréshatár: 6000g, felbontás: 0,1g, Tányér: 192x171mm Új készülék, eredeti csomagolás.	12	56 990.-
64 091 2010	Ipari mérleg, AA Labor MT-EXG300001 Teherfelvevő platni mérete: 332 x 260 mm Méréshatár:30kg, felbontás:0,1g. Darabszámlálás funkció. Bemutató darab, eredeti csomagolás.	6	59 990.-



A mérlegeket

díjmentes kalibrálási bizonyítvánnyal szállítjuk!

A listában felsorolt készülékek egyedi darabok, így az árak csak a mindenkori raktárkészletre érvényesek!

Rendelési kód	A készülék leírása	Gar. hónap	Nettó ár Ft/db
	<p>Asztali mini centrifuga digitális kijelzéssel D1012UA A centrifugálás paramétereinek beállítása egyetlen nagy méretű, egyben kijelzővel is rendelkező gombbal történik. A megváltoztatni kívánt paraméter kiválasztása egyszerű érintéssel történik, a készülék szenzoros érzékelővel rendelkezik a felirat alatt. A beállítható maximális fordulatszám 10 000 rpm (7490xg) centrifugálási idő: 10 mp - 20 perc Rotor: 12x2,0/1,5ml+4xPCR8 strip vagy 44x0,2ml PCRcső Készülék mérete és tömege: 210x180x130 mm; 1,5 kg Új készülék, eredeti csomagolás!</p>	12	89 990.-
	<p>Asztali mini centrifuga D1008 Kompakt felépítésű, asztali, egyéni mikroliter centrifuga. Fordulatszám: 7 000 fordulat/perc Max RCF: 2 680 x g Normál tartozék kétféle rotor: 8x2,0/1,5ml és 2xPCR8. Méret: 150 x 150 x 117 mm Súly: kb. 0,5 kg Új készülék, eredeti csomagolás!</p>	12	59 990.-
	<p>Asztali mini klinikai centrifuga DM0506 Kompakt felépítés, 6 férőhelyes szögrotor különféle vérvételi rendszerek csöveinek vagy 15 ml-es centrifugacső számára. Fordulatszám: 300...5 000 fordulat/perc; 10f/p lépésekben állítható Max RCF: 2 680xg; Időzítés 30 sec ... 99 perc vagy folyamatos Rotor: 6x15ml/10ml/7ml/1,5-5ml Méret: 300 x 240 x 180 mm Súly: kb. 5,2 kg Új készülék, eredeti csomagolás!</p>	12	159 990.-
	<p>Moduláris felépítésű több férőhelyes mágneses keverő USB csatlakozós összeköttetés. Szabadon konfigurálható alakzat és darabszám (max 10 készülék). A vezérlő egység digitális kijelzéssel rendelkezik: keverési sebesség és keverési idő kijelzésére, timer üzemmód 0-9 óra. Változtatható keverési irány 45 mp intervallumban. Vegyileg ellenálló, jól tisztítható üveg keverő felület Ø92 mm. Max. keverhető mennyiség 0,5 liter/készülék. Szabályozható keverési sebesség: 100-1500 fordulat/perc. (10f/p) A működéshez vezérlő egység és min. egy keverő egység kell! Vezérlő egység, KMS-521D Keverő egység, KMS-501</p>	12	9 990.- 19 990.-
	<p>Fűthető mágneses keverő Faithful SH-4 Analog szabályzás, skálás kijelzés. Max fűtési hőm: 380°C Fordulatszám: 200-2000 rpm, keverhető mennyiség: max 5 liter Új készülék, eredeti csomagolás.</p>	12	99 990.-
	<p>Mágneses keverő EcoStir Műanyagházas készülék PET keverő felülettel. A képen látható tartóállvány és tartó klipsz normál tartozék. Szénkefe nélküli kialakítású DC motor. Keverhető mennyiség: 1500ml Szabályozható fordulatszám: 300 ... 2000 fordulat/perc Méret: 145x150x50 mm; Súly: 300g Új készülék, eredeti csomagolás.</p>	12	25 690.-
	<p>Mágneses keverő Ultra thin FMS-15 Ultra vékony, mindössze 14,5mm magasságú, motor nélküli, tekercses felépítésű mini mágneses keverő. Digitális kijelzés: keverési sebesség és idő. Timer, időzített üzemmód: programozható max 9 óráig. Keverés irányváltás 45 másodpercenként. Keverhető max. mennyiség: 1000 ml Új készülék, eredeti csomagolás.</p>	12	59 990.-
	<p>UV-VIS spektrofotométer Macylab UV-1500 Kompakt felépítés, felhasználó barát kezelés, ideális a rutinmunka elvégzésére. Nagyméretű LCD kijelző (128x64 Dot) Motoros hullámhossz beállítás. Hullámhossz felbontás/pontoság/ismétlőképesség: 0,1±0,5±0,2nm. Tartomány: 190-1100nm. Üzem módjai: abszorbancia, transzmittancia és koncentráció mérés max. 9 standard oldattal vagy faktor megadásával. Sávszélesség: 2nm, fotometrius pontosság: ±0,5%T Holografikus optikai rács, halogén és deutérium lámpa, 4x10mm manuális küvetta váltó; tartozék 4db üveg és 2 db kvarc küvetta. Díjmentes kalibrálási bizonyítvány! Bemutató teszt készülék, eredeti csomagolás.</p>	12	299 990.-
<p style="text-align: center;">A feltüntetett árak nettó, áfa nélkül értendők! A listában felsorolt készülékek egyedi darabok, így az árak csak a mindenkori raktárkészletre érvényesek!</p>			