

RAKTÁR KÉSZLET FELSZÁMOLÁS!


AKTUÁLIS 2020-45.

HORDOZHATÓ KÉZI REFRAKTOMÉTEREK VÉGKIÁRUSÍTÁSA AKCIÓS ÁRAKON!

Ezek a készülékek folyadékok szárazanyag tartalmának (Brix skála), koncentrációjának meghatározására használhatók az oldat törésmutatójának mérésének a segítségével. Állítható optika és skála fókuszálás.

Felhasználási terület: cukortartalom, sótartalom, hűtőfolyadék vagy vízben oldott olaj tartalom mérése. Minden kézi refraktométer műanyag védődobozban, bőr hord táskával és állító csavarhúzóval kerül szállításra.

Rendelési kód	Nettó ár Ft/db	Típus	Mérési tartomány	Felbontás
63 807 1901	9 900.-	VBR18T	0 - 18% Brix/ATC	0.1%
63 807 1319	4 990.-	VBR32T	0 - 32% Brix/ATC	0.2%
63 807 1320	4 990.-	VBR62T	28 - 62% Brix/ATC	0.2%
63 807 1314	4 990.-	VBR82T	45 - 82% Brix/ATC	0.5%
63 807 1315	4 990.-	VBR92T	58 - 92% Brix/ATC	0,2%
63 807 1904	4 990.-	RSM	0 - 100 ‰ oldott sótartalom	1 ‰
63 807 7117	9 990.-	RPU	0 - 80% Brix, 2 skála	1%
63 807 1316	19 990.-	RTS	0 - 90% Brix, 3 skála	0,2%
63 807 1906	6 990.-	VBC2T	-50°C - 0°C Glycol, (etilén; propilén) 1.10 - 1.40 sg savsűrűség	5 °C 0,1 sg,
63 807 1196	4 990.-	RBO	0-25% Babo; 0-140°Öchsle; 0-32% Brix	0,2%/1°/0,2%



**Szállítás raktárról! Az árak a raktárkészlet erejéig érvényesek!
 Ma megrendeli, holnap már használhatja!**

**Az oldalon szereplő refraktométerekhez, igény esetén
 nettó 10 000.-Ft/db kedvezményes áron biztosítunk
 kalibrálási bizonyítványt akkreditált kalibráló laboratóriumunkból!!**

Hordozható digitális, kézi refraktométerek

Rendkívül egyszerű kezelés, széles alkalmazási tartomány. Fröccsenő víz ellen védett készülék. Automatikus hőmérséklet kompenzáció.

Rendelési kód	Nettó ár Ft/db	Típus	Mérési tartomány (%Brix)	Felbontás (%Brix)	Pontosság (%Brix)
63 953 2153	19 990.-	Digital Mini	0,0-53,0	0,1	±0,2

Rendelési kód	Nettó ár Ft/db	Típus	Mérési tartomány		Felbontás	
			%Brix	RI	%Brix	RI
63 953 2145	29 990.-	DM 45	0 - 45	1,3330 - 1,4098	0,1	0.0001
63 953 2185	39 990.-	DM 85	0 - 85	1,3330 - 1,5100	0,1	0.0001

Kisméretű, kézi készülékek rendkívül egyszerű kezeléssel rutin vizsgálatokhoz, gyártási folyamat közbeni ellenőrzéshez. Nagyméretű színes kijelző. A mért mérési eredmény és az aktuális hőmérséklet kijelzése mellett a felső sorban látható az elem töltöttségi szintje, a dátum és az idő kijelzése. Az alsó részben a három kezelő gomb aktuális funkciója kerül megjelenítésre ikonokban. A készülékek rendelkeznek beépített hőmérséklet érzékkelővel és automatikus hőmérséklet kompenzációval. Fényforrás:sárga led. Mérés ideje 1,5-2 mp. Méretek:120x70x35 mm. Súly: 200 g. Védettségi fokozat: **IP 65**.

Rendelési kód	Nettó ár Ft/db	Típus	Mérési tartomány	Felbontás	Pontosság
63 981 0200	49 990.-	MT200BE1	0,0-35,0 %Brix	0,1 %Brix	±0,2 %Brix
63 981 0201	49 990.-	MT200BE2	25,0-65,0 %Brix	0,1 %Brix	±0,2 %Brix
63 981 0202	49 990.-	MT200BE3	55,0-95,0 %Brix	0,1 %Brix	±0,2 %Brix



A feltüntetett árak nettó, áfa nélkül értendők! Szállítás: raktárról a készlet erejéig!

AKTUÁLIS 2020-45.