

Kiváló teljesítmény gazdaságos áron! Standard asztali pH- és vezetőképesség – mérő készülékek

pHS-AA sorozat

Ezek az intelligens ún. egy chipes alapú készülékek kiváló teljesítményt nyújtanak gazdaságos áron. Integrálnak egy felhasználóbarát, egyszerű kezelőfelületet, a fröccsenő víz ellen védett billentyűzetet és az egyedi nagyméretű, információkban gazdag, háttér megvilágításos multi funkciós LCD kijelzőt. Ez az előnyös árú asztali mérőkészülék ideális rutin felhasználásra laboratóriumokban, gyártó üzemekben, és iskolákban. Automatikus kalibrálás akár 3 pontra, automatikus puffer felismeréssel. Választható automatikus vagy manuális hőmérséklet kompenzáció. A készülékek normál tartozéka a képen látható elektróda tartó.



**Nettó ár:
111.600 Ft**

pHS-AA-02 asztali pH/mV mérő készülék

Standard készülék elektródatartóval és műanyagházas gél elektródával, mely beépített hőmérséklet érzékelővel rendelkezik.

Szállítás raktárról!

Ma megrendeli, holnap már használhatja!

pHS-AA-03 asztali pH/mV mérő készülék

A fenti készülékkel azonos paraméterek és felszereltség plusz még a következők:

- Az elektróda tartó beépített mágneses keverőt tartalmaz
- A készülék rendelkezik RS 232-es adatkimenettel nyomtató, számítógép számára
- Normál tartozék egy számítógépes adatgyűjtő szoftver
- Külön tartozékként a készülékhez számítógép vagy laptop rendelhető



**Nettó ár:
166.160 Ft**

Műszaki adatok:

	Mérési tartomány	Felbontás	Pontosság
pH	0...14,00 pH	0,01 pH	±0,01 pH
mV	± 1999 mV	1 mV	±0,1% a mért értékre
Hőmérséklet	0,0...+100,0°C	0,1°C	±1,0°C