

SZŰRŐNUTS

Üvegszűrők porozitás táblázata

Porozitás	Jelölés ISO 4793	Pórus Ø (µm)	Alkalmazási példák
0	P 250	160 ... 250	Gáz terítése folyadékokban alacsony gáznyomásnál. Nagyon durva szemcsés csapadékok szűrésére.
1	P 160	100 ... 160	Durva szűréshez, durva szemcsés csapadékok szűrésére, gáz terítése folyadékokban. Folyadék elegyítés, durva gázsűréssel. Extraháló készülékek durva szemcsés anyagokhoz. Alátétek szűrőrétegekben kocsonyás csapadékok esetében.
2	P 100	40 ... 100	Preparatív finom szűréshez. Preparatív munkákhoz kristályos csapadékokhoz. Higanyszűréshez.
3	P 40	16 ... 40	Analitikai szűréshez. Analitikai munkákhoz közepesen finom csapadékokhoz. Preparatív munkákhoz finom kristályos csapadékokhoz. Cellulóz kémiai szűréshez, finom gáz szűréshez. Extraháló készülékek finom szemcsés anyagokhoz.
4	P 16	10 ... 16	Analitikai szűréshez. Analitikai munkákhoz nagyon finom csapadékokhoz. (pl. BaSO ₄ , Cu ₂ O). Preparatív munkákhoz megfelelő finomságú csapadékokhoz. Visszacsapó és záró szelep higanyhoz.
5	P 1,6	1,0 ... 1,6	Rendkívül finom szűréshez.

Szűrőnutsok

Rendelési kód	Porozitás	Kapacitás (ml)	szűrő Ø (mm)	d _i (mm)	h (mm)
11 258 5201	1	50	35	10	130
11 258 5202	2	50	35	10	130
11 258 5203	3	50	35	10	130
11 258 5204	4	50	35	10	130
11 258 5205	5	50	35	10	130
11 258 5211	1	75	45	10	130
11 258 5212	2	75	45	10	130
11 258 5213	3	75	45	10	130
11 258 5214	4	75	45	10	130
11 258 5215	5	75	45	10	130
11 258 5221	1	125	60	10	140
11 258 5222	2	125	60	10	140
11 258 5223	3	125	60	10	140
11 258 5224	4	125	60	10	140
11 258 5225	5	125	60	10	140
11 258 5231	1	500	95	22	200
11 258 5232	2	500	95	22	200
11 258 5233	3	500	95	22	200
11 258 5234	4	500	95	22	200
11 258 5235	5	500	95	22	200
11 258 5241	1	1 000	120	22	320
11 258 5242	2	1 000	120	22	320
11 258 5243	3	1 000	120	22	320
11 258 5244	4	1 000	120	22	320
11 258 5245	5	1 000	120	22	320
11 258 5261	1	4 000	175	30	400
11 258 5262	2	4 000	175	30	400
11 258 5263	3	4 000	175	30	400
11 258 5264	4	4 000	175	30	400

