


## GYÓGYSZERES ÜVEGEK

**Gyógyszeres üveg**, szűk nyakú, fehér üveg, DIN 168 menettel, kupak nélkül

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Menet (DIN)	Nyakátmérő (mm)	Rendelési egység (db)
12 000 3016	30	18	10,6	10
12 000 3017	50	18	10,6	10
12 000 3024	100	22	13,5	10
12 000 3036	250	22	13,5	10
12 000 3044	500	25	16,0	10
12 000 3054	1 000	28	20,5	10


**Gyógyszeres üveg**, szűk nyakú, barna üveg, DIN 168 menettel, kupak nélkül

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Menet (DIN)	Nyakátmérő (mm)	Rendelési egység (db)
12 000 4016	30	18	10,6	10
12 000 4017	50	18	10,6	10
12 000 4024	100	22	13,5	10
12 000 4036	250	22	13,5	10
12 000 4044	500	25	16,0	10
12 000 4054	1 000	28	20,5	10




**Gyógyszeres üveg**, bő nyakú, fehér üveg, DIN 168 menettel, kupak nélkül  
(DIN 6129/6094)

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Menet (DIN)	Nyakátmérő (mm)	Rendelési egység (db)
12 000 5016	30	32	23,5	10
12 000 5018	50	40	31,5	10
12 000 5024	100	45	36,5	10
12 000 5036	250	55	45,0	10
12 000 5044	500	55	45,0	10
12 000 5054	1 000	68	56,0	10



**Gyógyszeres üveg**, bő nyakú, barna üveg, DIN 168 menettel, kupak nélkül  
(DIN 6129/6094)

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Menet (DIN)	Nyakátmérő (mm)	Rendelési egység (db)
12 000 6016	30	32	23,5	10
12 000 6018	50	40	31,5	10
12 000 6024	100	45	36,5	10
12 000 6036	250	55	45,0	10
12 000 6044	500	55	45,0	10
12 000 6054	1 000	68	56,0	10



**Menetes kupak**, fekete préselt műanyag, DIN 168 menet, gyógyszeres üvegekre

Rendelési kód	Menet (DIN)	Rendelési egység (db)
12 000 7018	18	10
12 000 7022	22	10
12 000 7025	25	10
12 000 7028	28	10
12 000 7032	32	10
12 000 7040	40	10
12 000 7045	45	10
12 000 7055	55	10
12 000 7068	68	10