

PIPETTÁK



Az osztott pipetták színkódolásos rendszerben a DIN szabványoknak megfelelően, ISO 9001-es minőségbiztosítással készülnek. A kifolyó nyílás egységesen kalibrált, a pipettahegy és a nyak rész külön erősített. Az osztás beégetett, ezért rendkívül jól ellenáll a különböző savaknak és lúgoknak. A felület polírozott, a jól látható festés kényelmes jelre állítást és könnyű leolvasást tesz lehetővé.

Osztott pipetta, kifutós, barna vagy kék festésű, A jelű (DIN 12697, ISO 835)

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (\pm ml)	Hosszúság (mm)
14 711 1327	1	0,01	0,007	360
14 711 1335	2	0,02	0,01	360
14 711 1348	5	0,05	0,03	360
14 711 1358	10	0,1	0,05	360
14 711 1363	20	0,1	0,1	360
14 711 1366	25	0,1	0,1	450
14 711 1373	50	0,2	0,2	450

Osztott pipetta, kifutós, kék festésű, Schellbach csíkos, A jelű

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (\pm ml)	Hosszúság (mm)
14 711 2227	1	0,01	0,007	360
14 711 2235	2	0,02	0,01	360
14 711 2248	5	0,05	0,03	360
14 711 2258	10	0,1	0,05	360
14 711 2263	20	0,1	0,1	360
14 711 2266	25	0,1	0,1	450

Osztott pipetta, két végjeles, barna vagy kék festés, A jelű (DIN 12697, ISO 835)

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (\pm ml)	Hosszúság (mm)
14 711 1727	1	0,01	0,007	360
14 711 1735	2	0,02	0,01	360
14 711 1748	5	0,05	0,03	360
14 711 1758	10	0,1	0,05	360
14 711 1763	20	0,1	0,1	360
14 711 1766	25	0,1	0,1	450
14 711 1773	50	0,2	0,2	450

Osztott pipetta, sejtenyészteshez, rövid, kényelmesen használható (kép nélkül)

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Hosszúság (mm)
14 711 0135	1	0,1	180
14 711 0142	2	0,1	180
14 711 0154	5	0,1	180
14 711 0160	10	0,1	180
14 711 0171	25	0,2	250

Osztott pipetta, kifutós, barna vagy kék festésű, B jelű (DIN 12696)

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (\pm ml)	Hosszúság (mm)
14 711 1127	1	0,01	0,01	360
14 711 1135	2	0,02	0,02	360
14 711 1148	5	0,05	0,05	360
14 711 1158	10	0,1	0,1	360
14 711 1163	20	0,1	0,2	360
14 711 1166	25	0,1	0,2	450

A pipettázáshoz szükséges tartozékokat (Pi-pump, pipettor, pipetta tartó, tálca, mosó) megtalálja katalógusunkban.