

DIGITÁLIS PIPETTÁK



DLAB

A DLab cég TopPette márkájú **digitális, mechanikusan állítható térfogatú pipetta** sorozatának pontossága teljesíti a legújabb európai szabványt is.

A átlagosnál könnyebb súlyúak és a pipettázáshoz kisebb erő szükséges. Digitális térfogat beállítás: kényelmes és precíz. Standard kivitel.

Szállítás: gyári bemérési bizonyítvánnyal.

Rendelési kód	Térfogat (μl)	Osztás (μl)	Teszt térfogat (μl)	Pontosság ±%	Ismételhetőség ±%
14 120 0061	0,1-2,5	0,05	0,25 2,5	6,0 2,00	12 2,5
14 120 0062	0,5-10	0,10	1 10	1,5 0,80	2,5 1,0
14 120 0063	2-20	0,50	2 20	2,0 0,40	3,0 0,9
14 120 0064	5-50	0,50	5 50	2,0 0,30	2,0 0,6
14 120 0068	10-100	10,0	10 100	1,5 0,15	3,0 0,8
14 120 0065	20-200	10,0	20 200	1,0 0,15	3,0 0,6
14 120 0066	100-1000	50,0	100 1000	0,7 0,20	2,0 0,6
14 120 0067	1000-5000	500,0	1000 5000	0,3 0,15	0,7 0,5
14 120 0069	2-10 ml	1000,0	2 10 ml	0,6 0,20	3,0 0,6
8 csatornás					
17 111 1204	0,5-10	0,1	1 10	4,0 1,50	4,0 1,5
17 111 1206	5-50	0,5	5 50	2,0 0,50	3,0 1,0
17 111 1212	50-300	5,0	50 300	0,8 0,25	1,5 0,7
12 csatornás					
17 111 1304	0,5-10	0,1	1 10	4,0 1,50	4,0 1,5
17 111 1306	5-50	0,5	5 50	2,0 0,50	3,0 1,0
17 111 1312	50-300	5,0	50 300	0,8 0,25	1,5 0,7
10 201 3418	6 férőhelyes pipetta állvány, egyenes				
10 201 3419	6 férőhelyes pipetta állvány, forgatható				

FIX TÉRFOGATÚ, AUTOKLÁVOZHATÓ PIPETTÁK

DLAB



A DLab Instrument mechanikus fix pipettái hagyományos kialakításúak, könnyű súlyúak és univerzálisan alkalmazhatók. Autoklávozható változatban rendelhetők.

Rendelési kód	Térfogat (μl)	Pontosság ±%	Ismételhetőség ±%
14 120 3118	5	1,20	1,3
14 120 3119	10	0,80	0,8
14 120 3120	20	0,50	0,6
14 120 3121	25	0,30	0,5
14 120 3122	50	0,30	0,5
14 120 3123	100	0,30	0,5
14 120 3124	200	0,20	0,4
14 120 3125	250	0,20	0,4
14 120 3126	500	0,20	0,3
14 120 3127	1000	0,20	0,3
14 120 3128	2000	0,15	0,3
14 120 3129	5000	0,15	0,3