

## PIPETTAHEGYTARTÓ RENDSZEREK ÉS PIPETTAHEGYEK

## RATIOLAB

### Ratiolab MultiTray utántöltő pipettahegy csomagok Multibox plus és ultra pipettahegy tartó dobozokba

- Porvédett csomagolású utántöltő csomagok műanyag mátrixba helyezve
- Különösen praktikus, környezetbarát és helykímélő kiszereelés

### Pipettahegyek

Rendelési kód	Kép	Leírás	Kicsomagolás
29 250 0170	6		1x1000db ömlesztve
29 251 3172	4	Pipettahegy, kristall, típus „E” térfogat 0,5-20µl	Multirack 10x96db
29 255 3172	4	teljes hegyhossz:45,8mm	Multirack 10x96db, steril
29 253 0172	5		MultiTray 10x96db
29 250 0190	6		1x1000db ömlesztve
29 251 3192	4	Pipettahegy, kristall, típus „G” térfogat 0,1-10µl	Multirack 10x96db
29 255 3192	4	teljes hegyhossz:38,8 mm	Multirack 10x96db, steril
29 253 0192	5		MultiTray 10x96db
29 250 0500	6		1x1000db ömlesztve
29 251 3502	4	Pipettahegy, kristall, típus „XL” térfogat 0,1-10µl	Multirack 10x96db
29 255 3592	4	teljes hegyhossz:45,5mm	Multirack 10x96db, steril
29 253 0173	5		MultiTray 10x96db
29 210 0600	6		1x1000db ömlesztve
29 211 3602	4	Pipettahegy, univerzális, sárga típus „E”, térfogat 1-200µl	Multirack 10x96db
29 215 3602	4	teljes hegyhossz:49,5mm	Multirack 10x96db, steril
29 213 0602	5		MultiTray 10x96db
29 240 0600	6		1x1000db ömlesztve
29 241 3602	4	Pipettahegy, univerzális, szintelen, típus „E”, térfogat 1-200µl	Multirack 10x96db
29 245 3602	4	teljes hegyhossz:49,5mm	Multirack 10x96db, steril
29 243 0602	5		MultiTray 10x96db
29 210 0610	6		1x1000db ömlesztve
29 211 3612	4	Pipettahegy, univerzális, kék típus „E”, térfogat 100-1200µl	Multirack 10x60db
29 215 3612	4	teljes hegyhossz:70,94mm	Multirack 10x60db, steril
29 213 0612	5		MultiTray 16x60db
29 240 0630	6	Pipettahegy, „Makro” térf. 1000-5000µl, Gilson Pipetman/Neo	1x250db ömlesztve
29 241 0630	9	teljes hegyhossz:116,7mm	Rack 1x50db
29 245 3630	9		Rack 1x50db, steril
29 240 0650	6	Pipettahegy, „Makro II” térf. 1000-5000µl, Bihoit Proline	1x300db ömlesztve
29 241 0650	8	teljes hegyhossz:126,0mm	Rack 1x50db
29 245 3650	8		Rack 1x50db, steril
29 240 0624	6	Pipettahegy, „Finntip” térfogat 1000-5000µl	1x500db ömlesztve
29 240 0620	7		1x75 karton dobozban
29 241 0620	8	Thermo Scientific Finnpipets F1 és F2	Rack 1x50db
29 245 3620	8	teljes hegyhossz:147,6mm	Rack 1x50db, steril
29 240 0640	6	Pipettahegy, „Finntip” térf. 2-10ml, Thermo Finnpipets F1 és F2	1x100db ömlesztve
29 241 0640	8	teljes hegyhossz:150,20mm	Rack 1x25db
29 245 3640	8		Rack 1x25db, steril
29 240 0642	6	Pipettahegy, térf.1-10ml	1x100db ömlesztve
29 241 0642	8	Biohit Mine és Gilson Pipetman, Socorex Acura	Rack 1x25db
29 245 3642	8	teljes hegyhossz:150,20mm	Rack 1x25db, steril

