


BÜRETTÁK




Műszaki paraméterek

Típus	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (±ml)	Hossz (mm)
A jelű	10	0,02	0,02	500
A jelű	25	0,05	0,03	500
A jelű	50	0,1	0,05	500
A jelű, mikro	1	0,01	0,01	-
A jelű, mikro	2	0,02	0,01	-
A jelű, mikro	5	0,02	0,01	-
A jelű, mikro	10	0,02	0,02	-

Egyenes csapos buretta,

A jelű, kék festés, **Schellbach** csík, fehér üveg (DIN 12700, ISO 385)

Rendelési kód A jelű, üvegcsap	Rendelési kód A jelű, teflon szelep	Térfogat (ml)
14 794 1256	14 794 2256	10
14 794 1265	14 794 2265	25
14 794 1272	14 794 2272	50



Oldalcsapos buretta,

A jelű, kék festés, **Schellbach** csík, fehér üveg (DIN 12700, ISO 385)

Rendelési kód A jelű, üvegcsap	Rendelési kód A jelű, teflon szelep	Térfogat (ml)
14 794 4256	14 794 6256	10
14 794 4265	14 794 6265	25
14 794 4272	14 794 6272	50

Certifikát, minőségi bizonyítvány burettákhoz

Rendelési kód	Megnevezés
5 000 8	Cerifikát burettához

Dr. Schilling buretta

B jelű, automata nullpont beállítás, polietilén tartállyal és stabilitást növelő műanyag talppal kompletten

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (±ml)	Tartály (ml)
14 864 9348	5	0,05	0,02	500
14 864 9357	10	0,05	0,04	500
14 864 9361	15	0,1	0,06	500
14 864 9366	25	0,1	0,06	1000
14 864 9372	50	0,1	0,1	1000

Tartozékok Dr. Schilling burettákhoz

Rendelési kód	Megnevezés
14 592 3100	Műanyag talp 500ml-es polietilén tartályhoz
14 592 3101	Műanyag talp 1000ml-es polietilén tartályhoz
22 527 0507	LDPE folyadék tartály, szűk nyakú, 500ml
22 527 0508	LDPE folyadék tartály, szűk nyakú, 1000ml

