

**Injekciós üveg fecskendők, FORTUNA® OPTIMA®**

Üveghenger kalibrált, barna beégetett osztással, boroszilikát üvegből.
Becsiszolt, cserélhető üvegdugattyú, kiváló tömítettség, 134°C-ig sterilizálható.
Egyedi csomagolásban.

Rendelés kód üveg Luer kónusz	Rendelés kód Luer-Lock-kónusz	Térfogat (ml)	Osztás (ml)
19 306 3101	19 306 3103	1	0,05
19 306 3201	19 306 3203	2	0,1
19 306 3301	19 306 3303	3	0,1
19 306 3401	19 306 3403	5	0,2
19 306 3501	19 306 3503	10	0,2
19 306 3601	19 306 3603	20	1
19 306 3701	19 306 3703	30	1
19 306 3801	19 306 3803	50	2
19 306 3901	19 306 3903	100	4

**Egyszer használatos fecskendők****B/Braun**

INJEKT, a gazdaságos standard fecskendő univerzális felhasználásra,
DIN 13098 szerint. Egyedi, steril csomagolásban, 100 db/csomag.

Rendelési kód	Térfogat, (ml)	Rendelési kód	Térfogat, (ml)
19 421 2002	2	19 421 2010	10
19 421 2005	5	19 421 2020	20

OMNIFIX®, Luer csatlakozás, természetes kaucsuk dugattyú, dupla tömítésű
precíziós fecskendő speciális alkalmazásokhoz. DIN bevizsgált.
Egyedi, steril csomagolásban, 100 db/csomag.

Rendelési kód	Térfogat, (ml)	Rendelési kód	Térfogat, (ml)
19 421 3003	3	19 421 3010	10
19 421 3005	5	19 421 3020	20
19 421 3101	1 ml = 100 T, TBC		



OMNIFIX®, Háromrészes fecskendő katéteres megközelítéssel. DIN bevizsgált.
Egyedi, steril csomagolásban, 100 db/csomag.
Térfogat: 50ml

Rendelési kód	Leírás
10 421 3502	adapterrel
10 421 3503	adapter nélkül

**STERICAN®**

Egyszer használatos, vékony falú injekciós tű áttetsző Luer-Lock csatlakozással, DIN
13097 szerint. Egyedi, steril csomagolásban, 100 db/csomag.

Rendelési kód	No.	Méret Ø x hossz (mm)	Rendelési kód	No.	Méret Ø x hossz (mm)
19 421 0001	1	0,9 x 40	19 421 0016	16	0,60 x 25
19 421 0002	2	0,8 x 40	19 421 0017	17	0,55 x 25
19 421 0012	12	0,7 x 30	19 421 0018	18	0,45 x 25
19 421 0014	14	0,6 x 30	19 421 0020	20	0,40 x 20

Különleges tűk, csomagolás: 100 db/csomag

Rendelési kód	Típus	Méret Ø x hossz (mm)	Rendelési kód	Méret Ø x hossz (mm)
19 421 1001	Inzulin	0,4 x 12	19 421 1005	1,2 x 40
19 421 1002	Inzulin	0,45 x 12	19 421 1006	0,8 x 50
19 421 1012	G34 x 1/2 inz.	0,3 x 12	19 421 1007	1,1 x 50
19 421 1004		1,1 x 30	19 421 1008	0,6 x 60
19 421 1011		1,1 x 40	19 421 1009	0,9 x 70

