

LABORATÓRIUMI ÜVEGEK, KRISTÁLYOSÍTÓ CSÉSZE

Youtility Laboratóriumi üveg, csavaros kék műanyag kupakkal (PP), autoklávozható barna **DURAN®** üvegből

Rendelési kód	Térfogat (ml)	DIN Nyakméret (mm)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
21 886 2859	125	GL 45	55	124
21 886 3658	250	GL 45	66	158
21 886 4457	500	GL 45	78	193
21 886 5753	1000	GL 45	93	253



Tartozékok Youtility laboratóriumi üveghez

Rendelési kód	Megnevezés	Csomagolási egység
29 229 2802	GL 45 menetes kupak kék színű	10 db/csomag
29 241 2808	GL 45 menetes kiöntő perem kék színű	16 db/csomag
29 243 2904	jelző gyűrű készlet	16 db/csomag
29 401 0006	etikett	100 db/csomag



Laboratóriumi üveg, GL menetes, barna **DURAN®** üvegből kupak és kiöntő perem nélkül¹, barna **Boro 3.3** üvegből kék kupakkal és kiöntő gyűrűvel(!). (ISO 4796)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	DIN nyakméret	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 218 0614	-	25	GL 25	36	10
11 218 0617	-	50	GL 32	46	87
11 218 0624	11 115 1624	100	GL 45	56	100
11 218 0636	11 115 1636	250	GL 45	70	138
11 218 0644	11 115 1644	500	GL 45	86	176
11 218 0654	11 115 1654	1 000	GL 45	101	225
11 218 0663	11 115 1663	2 000	GL 45	136	260
11 218 0673	11 115 1673	5 000	GL 45	182	330

¹Kupak és a kiöntő perem külön rendelhető (1-009 oldal).



Kristályosító csésze, kiöntővel **DURAN®** vagy **Boro 3.3** üvegből (DIN 12388)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 213 1124	11 090 1001	20	40	25
11 213 1132	11 090 1002	40	50	30
11 213 1134	11 090 1003	60	60	35
11 213 1138	11 090 1004	100	70	40
11 213 1141	11 090 1005	150	80	45
11 213 1144	11 090 1006	300	95	55
11 213 1149	11 090 1007	500	115	65
11 213 1154	11 090 1008	900	140	75
11 213 1159	11 090 1009	2 000	190	90
11 213 1163	11 090 1010	3 500	230	100

Az első négy méret felirat nélkül.

