

PIPETTÁK

Dugattyús osztott pipetta, (méreg pipetta), kifutós, kék vagy barna festésű, A jelű

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (\pm ml)
14 711 4219	1	0,01	0,007
14 711 4225	2	0,02	0,01
14 711 4232	5	0,05	0,03
14 711 4237	10	0,1	0,05
14 711 4241	20	0,1	0,1
14 711 4243	25	0,1	0,2
14 711 4247	50	0,2	0,1

Dugattyús osztott pipetta, (méreg pipetta), kifutós, kék vagy barna festésű, B jelű

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (\pm ml)
14 711 4127	1	0,01	0,01
14 711 4135	2	0,02	0,02
14 711 4148	5	0,05	0,05
14 711 4158	10	0,1	0,1
14 711 4163	20	0,1	0,2
14 711 4166	25	0,1	0,1
14 711 4173	50	0,2	0,4

Dugattyús hasas pipetta, (méreg pipetta), egyjelű, kék vagy barna festésű

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Tolerancia (\pm ml)
14 712 4130	1	0,007
14 712 4138	2	0,01
14 712 4150	5	0,015
14 712 4160	10	0,02
14 712 4164	20	0,03
14 712 4169	25	0,03
14 712 4176	50	0,05

Hasas pipetta, egy jelű, kifutós, barna vagy kék festésű, A jelű, (DIN 12691, ISO 648)

Hasas pipetta, két végjeles, barna vagy kék festésű, A jelű, (DIN 12690, ISO 648)

Rendelési kód 1 jelű; kifutós	Rendelési kód 2 végjeles	Térfogat (ml)	Tolerancia (\pm ml)	Hosszúság (mm)
14 712 1430	14 712 2030	1	0,007	300
14 712 1438	14 712 2038	2	0,01	330
14 712 1450	14 712 2050	5	0,015	400
14 712 1460	14 712 2060	10	0,02	440
14 712 1462	14 712 2062	15	0,03	510
14 712 1464	14 712 2064	20	0,03	510
14 712 1469	14 712 2069	25	0,03	520
14 712 1476	14 712 2076	50	0,05	540
14 712 1480	14 712 2080	100	0,08	585

Hasas pipetta, egyjelű, kifutós, barna vagy kék festésű, B jelű, (DIN 12691, ISO 648)

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Tolerancia (\pm ml)	Hosszúság (mm)
14 712 1230	1	0,01	300
14 712 1238	2	0,015	330
14 712 1250	5	0,02	400
14 712 1260	10	0,03	440
14 712 1262	15	0,05	510
14 712 1264	20	0,05	510
14 712 1269	25	0,05	520
14 712 1276	50	0,08	540
14 712 1280	100	0,12	585

