

PORCELÁN ESZKÖZÖK



Bepárló tál, belül mázas, mély, DIN 12903

Rendelési kód	Külső átmérő (mm)	Magasság (mm)	Térfogat (ml)
21 001 1104	40	16	10
21 001 1105	50	20	25
21 001 1106	60	25	35
21 001 1108	82	32	75
21 001 1110	100	40	115
21 001 1112	125	50	250
21 001 1116	150	64	580
21 001 1120	180	80	1000



Bepárló tál, belül mázas, lapos, DIN 12903

Rendelési kód	Külső átmérő (mm)	Magasság (mm)	Térfogat (ml)
21 001 2206	60	13	20
21 001 2208	80	16	45
21 001 2214	100	23	100
21 001 2210	110	20	100
21 001 2212	125	25	260
21 001 2213	140	30	300
21 001 2216	160	35	450
21 001 2220	200	55	1100
21 001 2225	250	60	2500



Izzító tégely, közép magas, mázas, fedő külön rendelhető

Rendelési kód	Külső átmérő (mm)	Térfogat (ml)	Fedő kódja	Tégely átmérő (mm)
21 001 5436	35	15	21 001 7402	35
21 001 5441	40	20	21 001 7403	40
21 001 5446	45	38	21 001 7404	45
21 001 5451	50	49	21 001 7405	50
21 001 5461	60	90	21 001 7406	60
21 001 5471	70	150	21 001 7407	70



Izzító tál, négyszögletes, mázas

Rendelési kód	Hossz x Szélesség (mm)	Térfogat (ml)
21 001 1205	48 x 25	10
21 001 1206	55 x 40	15
21 001 1207	70 x 45	12
21 001 1209	95 x 58	15



Liszt hamvasztó tál, Mohr professzor féle, mázas

Rendelési kód	Átmérő x magasság (mm)	Térfogat (ml)
21 002 8059	57 x 23	35