

KÉZI PERMETEZŐK, FOLYADÉKFLAKONOK

Kézi permetező, szabályozható fehér szórófejjel

PE

Rendelési kód	Térfogat (ml)
22 853 3510	400 ml (Vitlab gyártmány)
22 285 3610	850 ml (Vitlab gyártmány)
27 055 0250	250 ml
27 055 0500	500 ml
27 055 1000	1000 ml



Turn'n Spray - fordítható kézi permetező

PE

Rendelési kód	Térfogat (ml)
10 045 0251	250
10 045 0501	500
10 045 1001	1000



NÉGYSZÖGLETES FLAKON

Négyszögletes flakon, NALGENE® csavaros PP kupakkal, autoklávozható, átlátszó, törésbiztos, víz-alapú oldószerek tárolására, hőmérséklet tartomány: -135 C°...+135 C°

PC

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Kiöntő nyílás mérete (mm)	Rendelési egység (db)
22 872 0155	30	20	12
22 872 0156	60	24	12
22 872 0151	125	38	6
22 872 0152	250	38	6
22 872 0153	500	38	4
22 872 0154	1000	38	4
22 872 0157	2000	53	1

NALGENE®



Négyszögletes flakon, NALGENE® csavaros PP kupakkal, autoklávozható, átlátszó, alkohol-, sav-, lúg- álló, 0 C°...+135 C° tartományban, HDPE változat: nem autoklávozható, hőmérséklet tartomány: -100 ... +120°C

PP

Rendelési kód PP (autoklávozható)	Rendelési kód HDPE (kupak PP)	Térfogat (ml)	Kiöntő nyílás mérete (mm)	Rendelési egység (db)
22 872 0161	22 827 181	30	20	12
22 872 0162	22 827 182	60	24	12
22 872 0163	22 827 183	125	38	12
22 872 0164	22 827 184	250	38	12
22 872 0165	22 827 185	500	38	12
22 872 0166	22 827 186	1000	38	6



Négyszögletes flakonok, NALGENE® HDPE kupakkal

Alapanyag: **Polietilén-terephtalat-copolyester**

Kiválóan alkalmas sejttenyészeteknek és egyéb biológiai anyagokhoz. Alacsony Co2/O2 áteresztő képességű. Sejttenyészetek akár 6 hónapig is lehetnek hermeti-kusan lezárva pH-érték változás nélkül. Gammasterilizált, nem mérgező, kiváló szilárdságú. Fóliázva, tálcára csomagolva, nincs szükség mosogatásra, autoklávo-zásra és szárításra, azonnal felhasználható. Szállítás csak a rendelési egység szerint!

Rendelési kód	Térfogat(ml)	Kiöntő nyílás mérete (mm)	Rendelési egység (db)
22 872 0191	30	20	24
22 872 0192	60	24	24
22 872 0193	125	38	24
22 872 0194	250	38	24
22 872 0195	500	38	12
22 872 0196	1000	38	12
22 872 0197	2000	53	6

