



TÁLCA, ESZKÖZTARTÓ TÁL

**Laboratóriumi (foto) tálca, BÜRKLELaboPlast®****PVC**

vastag falú, törésmentes kialakítás, kiváló sav és lúg ellenálló képesség, három fényesen csillogó színben, hőmérséklet tartomány: -30°C...+70°C

Alacsony forma, bordázott fenék

Rendelési kód fehér	Rendelési kód piros	Rendelési kód fekete	Magasság (mm)	Méret felül (mm)	Fenék méret (mm)
23 057 0211	23 057 0212	-	40	180 x 230	140 x 190
23 057 0311	23 057 0312	23 057 0313	50	240 x 320	190 x 260
23 057 0331	23 057 0332	23 057 0333	50	320 x 370	260 x 320
23 057 0411	-	-	60	370 x 470	310 x 410
23 057 0511	23 057 0512	-	60	480 x 580	420 x 510
23 057 0611	23 057 0612	-	70	590 x 680	510 x 610

Magas forma, bordázott fenék

Rendelési kód fehér	Rendelési kód piros	Rendelési kód fekete	Magasság (mm)	Méret felül (mm)	Fenék méret (mm)
23 057 0531	23 057 0532	-	105	430 x 530	310 x 410
23 057 0631	23 057 0632	23 057 0633	110	520 x 610	420 x 510
23 057 0731	-	23 057 0733	110	630 x 730	510 x 610

Síma fenékű labortálcák igény szerint rendelhetők.

Laboratóriumi (foto) tálca, BÜRKLE - LaboPlast®**PP**

Fehér színű, polírozott felületű, max. hőmérséklet +80 C°

Rendelési kód	Térfogat (l)	Külső méret (mm)	Fenék méret (mm)
23 057 1130	0,5	180 x 230 x 42	130 x 180
23 057 1180	1,5	250 x 310 x 65	180 x 240
23 057 1240	3,0	310 x 370 x 75	240 x 300
23 057 1300	10,0	420 x 520 x 120	300 x 400
23 057 1400	21,0	534 x 634 x 140	400 x 500
23 057 1500	39,0	648 x 846 x 160	500 x 700

Laboratóriumi eszköztartó tál, BÜRKLE**Melamin**

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek: labor, orvosi praxis, kórház, gyógyszertár, élelmiszeripar - mindenütt, ahol eszközöket, kis készülékeket és precíziós alkatrészeket kell tisztán tárolni. Átlátszó fedő az eszköztartó tálakhoz külön rendelendő.

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Külső méret (mm)	Fedő
23 052 3005	500	210 x 110 x 35	23 052 3061
23 052 3007	700	190 x 150 x 40	23 052 3062
23 052 3010	1000	290 x 160 x 35	23 052 3063
23 052 3018	1800	290 x 160 x 60	23 052 3063
23 052 3023	2300	350 x 250 x 40	23 052 3065
23 052 3055	5500	350 x 250 x 100	23 052 3065

Eszköztartó tálca, fehér, sokoldalú alkalmazási lehetőségek.**Melamin**

Rendelési kód	H x Sz x M
23 057 0711	190 x 150 x 17
23 057 0712	240 x 180 x 17
23 057 0713	268 x 208 x 17
23 057 0714	355 x 240 x 17
23 057 0715	428 x 288 x 17