

CRYO CSÖVEK ÉS TARTÓK

Az alábbi cryo eszközök gamma sterilizáltak és mentesek RNasen, DNasen, DNA és endotoxinok-tól.

Cryo csövek, biológiai minták tárolásához, mint pl. mikroorganizmusok, emberi és állati szövetek, osztással polipropilénből. Rendelkeznek egy matt felületű feliratozó mezővel és a színes kupak jelölők megkönnyítik a minták azonosíthatóságát.

Hőmérséklet stabilitásukat a -190°C-ig megőrzik, autoklávozhatók 121°C-on.

Csomagolás: 1000 db kartononként (20 x 50 db)

Cryo csövek, külső menettel

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Leírás
29 511 0112	1,2	12,3	41	talppal
29 511 0120	2,0	12,3	46	kerek alj
29 511 0122	2,0	12,3	47	talppal
29 511 0130	3,0	12,3	71	talppal
29 511 0140	4,0	12,3	75	talppal
29 511 0150	5,0	12,3	90	talppal

Cryo csövek, belső menettel

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Leírás
29 511 0013	1,2	12,3	43	talppal
29 511 0024	2,0	12,3	48	talppal
29 511 0025	2,0	12,3	47	kerek alj
29 511 0041	4,0	12,3	76	talppal
29 511 0042	4,0	12,3	75	kerek alj
29 511 0051	5,0	12,3	91	talppal
29 511 0052	5,0	12,3	90	kerek alj

Kupak jelölő

PP

Illeszthető a fenti cryo csövek bármelyikére, csomagolás: 1000 db/karton

Rendelési kód	Szín
29 511 0001	fehér
29 511 0002	piros
29 511 0003	kék
29 511 0004	zöld
29 511 0005	sárga

Cryo cső tartóállvány

PP

40 férőhelyes, 1,2-től 5,0 ml-es, 12,5mm átmérőjű cryo csöveknek. Csúszásálló, autoklávozható, méret: 100 x 220 x 30 mm

Rendelési kód	Szín
29 530 0100	kék
29 530 0200	piros
29 530 0400	zöld

Mini asztali hűtő doboz

PC

Reagens hűtésére a laborasztalon. Férőhely 12 db reakciócső 0,5 - 2,0 ml-ig.

Rendelési kód	Hőmérséklettartás	Időtartam (perc)	Szín
29 491 4930	0°C	60	piros
29 491 4935	-20°C	60	sárga
29 491 4940	-70°C	45	fehér

RATIOLAB

