



Cryo doboz tároló rendszer, rozsdamentes acél tartók, polírozott felület, könnyen tisztítható, stabil konstrukció, praktikus fogantyúval. Egy oszlopos, függőleges.

Rendelési kód	Férőhely	Méret (mm)	Cryo doboz magassága (mm)
23 540 0041	1 x 4	140 x 140 x 222	50
23 540 0028	1 x 6	140 x 140 x 482	75
23 540 0042	1 x 7	140 x 140 x 385	50
23 540 0029	1 x 7	140 x 140 x 561	75
23 540 0027	1 x 8	140 x 140 x 441	50
23 540 0030	1 x 8	140 x 140 x 641	75
23 540 0026	1 x 9	140 x 140 x 495	50
23 540 0031	1 x 9	140 x 140 x 720	75
23 540 0000	1 x 10	140 x 140 x 550	50
23 540 0032	1 x 11	140 x 140 x 406	32
23 540 0023	1 x 11	140 x 140 x 604	50
23 540 0033	1 x 12	140 x 140 x 443	32
23 540 0025	1 x 12	140 x 140 x 659	50
23 540 0034	1 x 13	140 x 140 x 479	32
23 540 0001	1 x 13	140 x 140 x 713	50
23 540 0035	1 x 14	140 x 140 x 516	32
23 540 0036	1 x 15	140 x 140 x 552	32
23 540 0037	1 x 16	140 x 140 x 589	32
23 540 0038	1 x 17	140 x 140 x 625	32
23 540 0024	1 x 18	140 x 140 x 662	32

Cryo doboz tároló rendszer, rozsdamentes acél tartók, polírozott felület, könnyen tisztítható, stabil konstrukció, praktikus fogantyúval. Vízszintes forma.



Rendelési kód	Férőhely	Méret (mm)	Cryo doboz magassága (mm)
23 540 0007	3 x 3	424 x 140 x 165	50
23 540 0009	3 x 4	424 x 140 x 219	50
23 540 0022	3 x 5	424 x 140 x 274	50
23 540 0011	4 x 2	566 x 140 x 164	75
23 540 0006	4 x 3	566 x 140 x 240	75
23 540 0040	4 x 3	566 x 140 x 314	100
23 540 0004	4 x 4	566 x 140 x 219	50
23 540 0005	4 x 4	566 x 140 x 319	75
23 540 0003	4 x 5	566 x 140 x 274	50
23 540 0002	4 x 6	566 x 140 x 328	50