

CENTRIFUGACSSÖVEK

Centrifugacsövek, átlátszó beosztással

PP

Jól záró piros csavaros kupakkal, autoklávozható, fagyasztható, RCF: 3500

Rendelési kód	Típus	Térfogat (ml)	Méret (mm)	Rendelési egység (db)
23 330 0005	kúpos, higiénikus	15	Ø 17 x 120	25
23 330 0006	kúpos, steril	15	Ø 17 x 120	150
23 330 0001	kúpos, higiénikus	50	Ø30 x 115	25
23 330 0002	kúpos, steril	50	Ø30 x 115	300
23 330 0003	talppal, higiénikus	50	Ø30 x 115	25
23 330 0004	talppal, steril	50	Ø30 x 115	250



Oak Ridge centrifugacső, NALGENE®, PP záró kupakkal, átlátszó, szivárgásmentes, autoklávozható

PSU

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Méret (mm)	Rendelési egység (db)
23 873 1153	30	Ø 25,8 x 94,0	10
23 873 1154	43	Ø 29,0 x 107,2	10



Oak Ridge centrifugacső, NALGENE®, PP záró kupakkal, átlátszó, szivárgásmentes, autoklávozható

PC

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Méret (mm)	Rendelési egység (db)
23 873 1181	10	Ø 16,1 x 81,5	10
23 873 1182	28	Ø 25,8 x 94,0	10
23 873 1183	30	Ø 25,8 x 94,0	10
23 873 1184	43	Ø 28,8 x 106,4	10
23 873 1185	81	Ø 38,2 x 105,2	10



Oak Ridge centrifugacső, NALGENE®, PP záró kupakkal, átlátszó, szivárgásmentes, autoklávozható

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Méret (mm)	Rendelési egység (db)
23 873 1191	10	Ø 16,1 x 80,5	10
23 873 1192	28	Ø 25,8 x 94,0	10
23 873 1193	30	Ø 25,8 x 93,5	10
23 873 1194	42	Ø 28,8 x 105,9	10



Centrifuga palack, NALGENE®, PP záró kupakkal, autoklávozható
rendelési egység: 4 db/csomag

PP

Rendelési kód	Terhelhetőség (g)	Térfogat (ml)	Méret (mm)
23 873 1201*	13 200	250	Ø61,8 x 125,2
23 873 1202	4 800	500	Ø73,8 x 158,9
23 873 1203	13 700	500	Ø69,5 x 158,9
23 873 1204	7 100	1000	Ø98,0 x 174,2
23 873 1205**	7 100	1000	Ø98,0 x 168,4

