


KÉMCSŐÁLLVÁNYOK

**Multistand állvány, ratiolab®**

PA

Az új ratiolab® multistand állvány különböző átmérőjű csövekkel használható. A lamellás tartóelemeknek köszönhetően, alkalmazható a kémcsövektől kezdve, a mikrotesztcsöveken át a cryo csövekig. Mosogatógépben mosható.

Rendelési kód	Leírás
29 371 2101	fehér, 5 x 5 férőhely, méret:105x105x42 mm

**Kémcsőállványok, kék vagy fehér színben, autoklávozható, (121°C 20 perc)**

PP

Rendelési kód	Leírás
29 130 7521	13mm x 90 fh.
29 130 7523	16mm x 60 fh.
29 130 7524	20mm x 40 fh.
29 130 7525	25mm x 24 fh.
29 130 7526	30mm x 21 fh.

**Kémcsőállványok, autoklávozható, (121°C 20 perc)**

PP

Rendelési kód fehér	Rendelési kód kék	Rendelési kód piros	Rendelési kód sárga	Lyuk (mm)	Férőhely	Méret
29 710 3564	29 710 4564	29 710 1564	29 710 6564	13	90	105x246x64
29 710 3565	29 710 4565	29 710 1565	29 710 6565	16	60	105x246x72
29 710 3566	29 710 4566	29 710 1566	29 710 6566	20	40	105x246x72
29 710 3567	29 710 4567	29 710 1567	29 710 6567	25	40	125x295x85
29 710 3568	29 710 4568	29 710 1568	29 710 6568	30	24	112x300x85
29 710 3563	29 710 4563	29 710 1563	29 710 6563	mikro*	100	109,5x263x45

* mikro: Eppendorf cső 1.5 ml

**Unwire™ kémcsőtartó, NALGENE®**

Autoklávozható állvány, amely RESMER gyártási technológiával készül.

Rendelési kód	Férőhely	Szín	Méret (mm)	Kémcső méret Ø (mm)
24 875 9811	6 x 6	fehér	102 x 102 x 56	13
24 875 9821	6 x 6	fehér	126 x 126 x 68	16
24 875 9831	4 x 5	fehér	128 x 103 x 83	20
24 875 9851	4 x 4	fehér	122 x 122 x 75	25
24 875 9841	3 x 3	fehér	109 x 109 x 84	30

**Teszt cső tartó, kék, autoklávozható, 120 C°-ig hőálló**

PP

Rendelési kód	Férőhely	Átmérő (mm)
24 625 0740	12	18
24 625 0750	24	18