

## MINTAVEVŐK



## BÜRKLE

**SiloPicker mintavevő**, ömlesztett anyagokhoz nagyobb mélységből. A hosszabbító rúd használatával 3,5 m mélységből is lehetséges a mintavétel. A beszúrási mélység függ az anyag sűrűségétől. Standard hossz: 1 m.

Rendelési kód	Megnevezés
39 045 5340	SiloPicker mintavevő, tartály térfogat:100 ml
39 045 5381	hosszabbító rúd 100 cm
39 045 5385	hosszabbító rúd 50 cm
39 045 6811	fogantyú mintavevőhöz
39 045 5341	alsó mintagyűjtő egység 100 ml
39 043 3600	hord táská mintavevőhöz

**MicroSampler mintavevő** kismennyiségű porokhoz, sterilizálható. Speciális kialakítású, kis mennyiségek mintavételezésére. 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 és 10 ml térfogatú minta vehető egyszerűen, gyorsan és tiszta módon különböző mélységekből, zsákokból vagy tartályokból. A mintavevő hegye (fej egysége) cserélhető. Ez teszi lehetővé a különböző térfogatok mintavételét.

A mintavevő anyaga V4A rozsdamentes acél, mely rendkívül könnyen tisztítható.

Rendelési kód Ø 12,5 mm cső	Mintavevő hossz (cm)	Rendelési kód Ø 25 mm cső
39 045 3071	55	39 045 3072
39 045 3073	85	39 045 3074
39 045 3075	120	39 045 3076

Rendelési kód	Megnevezés
39 045 3081	mintavevő fej, Ø 12,5 mm csőhöz, térfogat 0,2 ml
39 045 3082	mintavevő fej, Ø 12,5 mm csőhöz, térfogat 0,5 ml
39 045 3083	mintavevő fej, Ø 12,5 mm csőhöz, térfogat 1,0 ml
39 045 3084	mintavevő fej, Ø 25 mm csőhöz, térfogat 2 ml
39 045 3085	mintavevő fej, Ø 25 mm csőhöz, térfogat 5 ml
39 045 3086	mintavevő fej, Ø 25 mm csőhöz, térfogat 10 ml

**PharmaPicker mintavevő** nagyon kismennyiségek mintavételezéséhez. Speciális fejlesztésű mintavevő nagy hatóanyagú, költséges és aktív porok mintavételezésére. A különböző térfogatú hegyek 0,1 ml-től 2,5 ml-ig egyszerűen és gyorsan cserélhetők. A mintavevő 316 jelzésű rozsdamentes acélból készült és elektro-polírozott. Minden részegység egyszerűen tisztítható és könnyen szétszerelhető. A mindenkor hegy térfogatnak megfelelő pontosan meghatározott mennyiségű mintavétel.

A hosszabbító rúddal elérhet 3,5 m-es mélység.

Szállítási összeállítás: komplett készlet hord táskában, 1 fogantyú, 1-1 hosszabbító rúd 50 és 100 cm, 2 gyűjtőhenger és 10 mintavevő hegy (a kívánt térfogatokat kérjük a rendeléskor megadni).

Rendelhető hegyek: 0.1ml, 0.2ml, 0.3ml, 0.4ml, 0.5ml, 0.6ml, 0.7ml, 0.8ml, 0.9ml, 1.0ml, (1-es gyűjtő hengerhez), 1.25ml, 1.50ml, 1.75ml, 2.00ml, 2.25ml, 2.50ml, (2-es gyűjtő hengerhez).

Rendelési kód	Megnevezés
39 043 5346	PharmaPicker komplett a fenti leírás szerint
39 043 5347	PharmaPicker 1 gyűjtőhenger 0.10-1.20 ml
39 043 5348	PharmaPicker 2 gyűjtőhenger 1.25-2.50 ml
39 043 5385	hosszabbító rúd 50 cm
39 043 5381	hosszabbító rúd 100 cm
39 043 5382	fogantyú
39 043 5349	gyűjtőhenger hegyekhez 0.10-1.25 ml
39 043 5350	gyűjtőhenger hegyekhez 1.25-2.50 ml