

SZÁRÍTÓSEKRÉNYEK

FAITHFUL



A napi rutin labormunka elvégzéséhez készült standard felépítésű, könnyen kezelhető és kedvező árú készülék család. Főbb jellemzők:

- Álló kialakítás, hidegen hengerelt acél ház elektrosztatikus porszórással festve
- Mechanikus szellőzőnyílás állítás a készülék ház tetején.
- A fenék lemez alá helyezett ventilátor a felfelé áramlatot levegővel egyenletes felfűtést és kiváló hőmérséklet eloszlást biztosít.
- A hő és zaj kibocsátás szintje alacsony.
- A belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acélból készült.
- A polcok magassága tetszés szerint, több pozícióban állíthatók.
- Intelligens PID micro-computeres hőmérséklet szabályozás, időzítés (timer) és túlfűtés elleni védelem funkcióval. Könnyen leolvasható digitális kijelzés, az aktuális és a beállított érték egyidejű kijelzése. Az aktuális érték 0,1°C-os lépésekben történő megjelenítése.
- Üvegbetétes ajtó dupla üvegezéssel és kiváló minőségű szilikon ajtótmötítés.
- Időzítés: 1-9999 perc tartományban.
- Maximális szárítási hőmérséklet: 300°C

WGLL sorozat:

- LCD kijelző, időzítés (timer) és túlfűtés elleni védelem funkcióval.
- Állítható ventilátor fordulatszám.
- Opcionálisan rendelhető tartozékok: RS 485 interface, multi szegmens vezérlő

Rendelési kód	41 122 0031	41 122 0032	41 122 0033	41 122 0034	41 122 0035
Típus:	WGL-30B	WGL-45B	WGL-65B	WGL-125B	WGL-230B
Rendelési kód	41 122 0036	41 122 0037	41 122 0038	41 122 0039	41 122 0040
Típus:	WGLL-30BE	WGLL-45BE	WGLL-65BE	WGLL-125BE	WGLL-230BE
Térfogat (liter)	30	45	65	125	230
Belső méret (mm)	Szél.	310	350	400	500
	Mély.	310	350	360	450
	Mag.	310	350	450	550
Külső méret (mm)	Szél.	460	500	550	636
	Mély.	510	550	550	680
	Mag.	695	735	840	915
Polcok száma	2	2	2	2	2
Hőm. tartomány	környezeti hőmérséklet +10°C...300°C				
Hőntartás	±1 °C				
Kijelzés felbontása	0,1 °C				
Időzítési tartomány	1-9999 perc				
Tápfeszültség	230V 50 Hz				
Teljesítmény (kW)	0,8	1,2	1,6	2,3	3,0
Súly (kg)	39	42	47	56	70

Kisméretű, álló kivitelű asztali szárító szekrény és inkubátor

Felépítése, mechanikai kialakítása és elektromos felszereltsége megegyezik a fent bemutatott WGL sorozat paramétereivel, csak méreteiben kisebb és ventilátor nélküli kivitelben kerül gyártásra. Kis méretű kamra kialakításával ideális személyi használatra.

Rendelési kód	41 122 0098	41 122 0099
Típus:	WHL-25AB	WP-25AB
Térfogat (liter)	18	18
Belső méret (mm)	Szélesség	260
	Mélység	260
	Magasság	260
Külső méret (mm)	Szélesség	410
	Mélység	410
	Magasság	620
Polcok száma	2	2
Hőmérséklet tartomány	környezeti hőm. +10°C...250°C	környezeti hőm. +5°C...65°C
Hőntartás	±1°C	±0,5°C
Kijelzés felbontása	0,1°C	0,1°C
Időzítési tartomány	1-9999 perc	
Tápfeszültség	230V 50 Hz	
Teljesítmény (kW)	0,6	0,18
Súly (kg)	27	27