

## AUTOMATIKUS PRECÍZIÓS VÁKUUM SZEKRÉNY ÁLLOMÁS

**FAITHFUL**

### DZ-BLT sorozat

Főbb jellemzői

- Független polc fűtés, fix értékű vagy programozott működési mód, real-time, valós idejű hőmérsékleti görbe
- Beépített standard vákuum pumpa, levegőztető csatorna amely külön szűrővel felszerelt, manuális és elektronikus levegő bevezetés, speciális kialakítású magas hőmérsékletnek kiválóan ellenálló jól szigetelt ajtó tömítés
- Független mechanikus biztonsági túlfűtés elleni védelem
- 5"-os színes érintő képernyő, több lépcsős PID hőmérséklet vezérlés, egyedi független polc hőmérséklet vezérlés, programozható vákuum vezérlés

Rendelési kód	41 122 0110	41 122 0111	41 122 0112
Típus	DZ-1BLT	DZ-2BLT	DZ-3BLT
Térfogat (liter)	24	52	91
Belső méret (mm)	Szélesség	300	415
	Mélység	300	370
	Magasság	270	340
Külső méret (mm)	Szélesség	520	635
	Mélység	475	540
	Magasság	1160	1235
Polcok száma	2		
Polcok terhelhetősége	15 kg		
Hőmérséklet tartomány	környezeti hőmérséklet +10°C...250°C		
Vákuum	<133pa		
Hőntartás	±1,0 °C		
Kijelzés felbontása	0,1 °C		
Felfűtési idő	≤ 40 perc		
Vákuum pumpa teljesítménye leválasztó szűrővel	2 lit./s	2 lit/s	4 lit/s
Időzítési tartomány	Fix hőmérsékleten 10000 óra, program futtatása közben 99 óra/lépés		
Programozás	30 szakasz, 40 lépés		
Érzékelő	Pt100		
Tápfeszültség	230V 50 Hz		
Teljesítmény (kW)	0,8	1,2	1,6
Súly (kg)	42	67	82



## PRECÍZIÓS INKUBÁTOR

**FAITHFUL**

### DH-L sorozat

Kiváló szigetelés, dupla ajtó kialakítás, belső üvegajtó, beépített levegő keringető ventilátor. Független digitális biztonsági túlfűtés elleni védelem, hang és fény jelzéssel. A beállított és az aktuális paraméterek az ajtóba épített nagyméretű LCD kijelző panelen kerülnek megjelenítésre. Beépített UV lámpa, amely az ajtó nyitáskor automatikusan kikapcsol.

Rendelési kód	41 122 0113	41 122 0114	41 122 0115	41 122 0116
Típus	DH-45L	DH-65L	DH-125L	DH-210L
Térfogat (liter)	45	50	125	210
Belső méret (mm)	Szélesség	350	400	600
	Mélység	350	350	450
	Magasság	350	450	550
Külső méret (mm)	Szélesség	525	575	675
	Mélység	480	480	580
	Magasság	620	720	820
Polcok száma/ max. polc	2/7	2/9	2/13	2/14
Hőmérséklet tartomány	környezeti hőmérséklet: +5°C...70°C			
Hőntartás	±0,5 °C			
Kijelzés felbontása	0,1 °C			
Időzítési tartomány	1-9999 perc (készletelési funkcióban is)			
Tápfeszültség	230V 50 Hz			
Teljesítmény (kW)	0,25	0,25	0,5	0,6
Súly (kg)	27	32	45	58

