

VÍZFÜRDŐ

WTB vízfürdők

Memmert

A Memmert vízfürdők hasznosak a minták állandó hőmérsékletű inkubálásához, a digitális kezelőfelület segítségével könnyen beállítható a kívánt fűtési hőmérséklet. Így széles körben használatosak az élettudományi vagy a kémiai kutatólaboratóriumokban a sejttenyészetek, a melegítő reagensek inkubálására és a különböző vegyi anyagok melegítésére.

Stabil, precízen, PID vezérléssel szabályzott belső hőmérséklet. Nagyméretű, jól leolvasható 3,5" érintő képernyős TFT kijelző mutatja az aktuális hőmérsékletet. Kettős túlfűtés elleni védelemmel ellátott, szabadon beállítható hőmérséklet határoló.

Rozsdamentes acélkád, ferde kialakítású tető a visszacsöpögés elkerülése érdekében.

Rendelési kód	44 263 0006	44 263 0010	44 263 0015	44 263 0024	44 263 0035	
Típus:	WTB6	WTB11	WTB15	WTB24	WTB35	
Térfogat (liter)	7,5	10	17,1	23,1	37,5	
Belső méret (mm)	Szél.	277	267	482	472	602
	Mély.	217	207	277	267	482
	Mag.	150	200	150	200	150
Külső méret (mm)	Szél.	479	479	749	749	868
	Mély.	289	289	349	349	554
	Mag.	375	425	375	425	375
Hőm. tartomány	környezeti hőmérséklet +5°C ... 100°C					
Kijelzés felbontása	0,1 °C					
Időzítés, Timer	1 perctől ... 99 óra 59 percig					
Tápfeszültség	230V 50 Hz					
Teljesítmény felvét.(kW)	1,0	1,0	1,42	1,42	2,8	
Súly (kg)	11	12	18	20	30	



Termosztatikus vízfürdő

Faithful

Kettős alkalmazhatóság: gőzölös vízfürdő takarékos gyűrűkkel vagy hagyományos vízfürdő minták termosztálására tetővel.

- Alul elhelyezett rozsdamentes fűtőszál, a külső ház anyaga hidegen hengerelt elektrosztatikus porszórással festett acél lemez
- PID vezérléssel szabályzott belső hőmérséklet, túlfűtés riasztással
- Kétsoros három számjegyes digitális hőmérséklet kijelzés: felül az aktuális kád hőmérséklet, alul a beállított hőmérsékleti érték. Időzítés (Timer) funkció 0 ... 999 perc
- Kétféle kialakításban rendelhető: gyűrűs tetőkkel vagy anélkül. A kisebbik 420-as típus két férőhelyes (két gyűrűs hellyel ellátott) a nagyobbik 600-as, hat férőhelyes

Rendelési kód	41 122 0203	41 122 0204	41 122 0205	41 122 0206
Típus	HHW21.420AII	SHHW21.420AII	HHW21.600AII	SHHW21.600AII
Férőhely	2	2	6	6
Hőmérséklet-tartomány	RT +5°C ... 65°C	RT +5°C ... 100°C	RT +5°C ... 65°C	RT +5°C ... 100°C
Kijelzés felbontása	0,1°C			
Hőm.stabilitás/pontosság	±0,5°C / ±1,0°C			
Gyűrűs tető	nincs	van	nincs	van
Térfogat (liter)	11		36	
Időzítés, Timer	0 ... 999perc			
Hőmérséklet érzékelő	CU50			
Teljesítmény	0,5 kW	1,0 kW	0,75 kW	2,0 kW
Kád méret (mm)	420 x 180 x 140		600 x 300 x 200	
Külső méret (mm)	570 x 230 x 270		750 x 350 x 360	
Nettó súly (kg)	8	8,5	17	18



Áttetsző műanyag vízfürdő

- intelligens hőmérsékletszabályozó nagy fényerejű digitális kijelzővel az egyszerű működtetésért és a nagy pontosságú hőmérséklet szabályozásért
- alul elhelyezett fűtőszál, a teljes vízfürdő átlátszó műanyagból készült, melynek köszönhetően tisztán láthatóak a munkafolyamatok

Rendelési kód	41 122 0202
Típus	DK-98-IV
Hőmérséklet-tartomány	Környezeti hőmérséklet +5°C ... 100°C
Kijelzés felbontása	0,1°C
Hőmérséklet stabilitás/pontosság	±0,5°C / ≤ ± 1°C
Térfogat (L)	9,2
Kád méret (mm)/külső méret (mm)	280 x 220 x 150 / 400 x 260 x 190
Teljesítmény felv. / Nettó súly	0,8 kW / 3,5 kg

