

BEFÜGGŐ FEJES TERMOSZTÁTOK

Labor und Reinraumtechnik

TC sorozatú termosztátfejek: mikroprocesszoros technika, egyszerű kezelés, kezelőbarát menüvezetés, mindössze néhány tasztatúra, beépített szívó és nyomó pumpa, a biztonságos működést folyadék szintérzékelő és beállítható túlfűtés elleni védelem garantálja, 3-as biztonsági osztály DIN 12876 szabvány szerint, szükséges kád mélység: min. 140 mm.

Nyomó pumpa teljesítménye(TC150): 22 lit./perc, (TC250) 20 lit./perc, 0,3 bar

Shívó pumpa teljesítménye: 18 lit./perc, 0,12 bar

Rendelési kód	Típus	Hőmérsékleti tartomány (°C / K)	Hőmérséklet pontosság	Teljesítmény (W)
10 999 1805	TC 150	+ 45 ... + 150	± 0,1	1800
10 999 1806	TC 250	+ 45 ... + 150	± 0,01	1800

A TC250-es típus RS232-es és külső hőmérséklet érzékelő csatlakozóval rendelkezik.



Termosztátfej rozsdamentes acélkáddal

Komplett felépítés: rozsdamentes acél kád tetővel, hűtőközgyóval és külsőtér temperálásához szükséges csőcsomok csatlakozóval. Standard felszerelés a túlfűtés elleni védelem valamint az automatikus vízszint figyelés (3. biztonsági osztály).

Rendelési kód	Típus	Térfogat (liter)	Méret (mm) Külső	Méret (mm) Belső
10 999 1808	EB7TC150	7	310 x 275 x 380	230 x 075 x 150
10 999 1809	EB7TC250	7	310 x 275 x 380	230 x 75 x 150
10 999 1810	EB13TC150	13	310 x 470 x 380	230 x 270 x 150
10 999 1811	EB13TC250	13	310 x 470 x 380	230 x 270 x 150
10 999 1812	EB18TC150	18	310 x 470 x 430	230 x 270 x 200
10 999 1813	EB18TC250	18	310 x 470 x 430	230 x 270 x 200
10 999 1814	EB23TC150	23	310 x 470 x 485	230 x 270 x 250



Hűtő-fűtő termosztátok -10°C-ig

Hőmérsékleti tartomány: -10°C ... +100°C

Kád nyílás / mélység / térfogat: 135 x 105 mm / 150 mm / 3 liter

Hűtőteliesség 0°C-nál: 130W

Fűtőteliesség: 1800W (T100-nél 1000W)

Külső méretek: 205 x 335 x 540 mm

Rendelési kód	Típus	Fej típusa	Hőm. tartás(±°C)	Pumpa
10 999 1857	K10T100	T100	0,2	5 lit/perc, 0,12 bar
10 999 1858	K10T200	T200	0,01	8 lit/perc, 0,2 bar



ÁTFOLYÓS HŰTŐ TERMOSZTÁTOK

Az új fejlesztésű termosztát optimális megoldás különböző készülékek, műszerek és kisebb terek kívülről történő hűtésére a -10°C-tól, szobahőmérsékletig terjedő hőmérséklettartományban. A készülék megfelel a modern kor kívánalmainak környezetvédelmi és takarékosági szempontból egyaránt, mivel nincs hűtővíz igénye, zárt hűtőrendszerrel és beépített CFC mentes kompresszorral rendelkezik.

Digitális hőmérséklet beállítás és kijelzés.

A kiegyenlítő tartály térfogata: 4 liter.

Rendelési kód	Típus	Működési hőmérséklet (°C)	Külső méret (mm)	Pumpa
10 999 4340	KK4TBE	-10...+40 / ±0,5K	280 x 360 x 520	18 l/perc; 0,5 bar
10 999 4341	KK6TBE	-10...+40 / ±0,5K	280 x 360 x 520	18 l/perc; 0,5 bar
10 999 4342	KK8TBE	-10...+40 / ±0,5K	280 x 360 x 520	18 l/perc; 0,5 bar
10 999 4343	KK6TBC	-10...+40 / ±0,2K	280 x 360 x 520	18 l/perc; 0,5 bar
10 999 4344	KK8TBC	-10...+40 / ±0,2K	280 x 360 x 520	18 l/perc; 0,5 bar

