

## ASZTALI AUTOKLÁVOK

## NINGBO ICAN MACHINES

Ezek a kisméretű asztali autoklávok rendkívül egyszerű kezelésűek (mindössze három tasztatúra) és kedvező árfekvéssel rendelkeznek.

A készülékek standard felszereltsége a beépített 7 db munka és 3 teszt program (folyadékok sterilizálására opcionálisan rendelhető két program). A készülékek kis helyigényének, nagyméretű rozsdamentes acél sterilizáló kamrájának, kiváló minőségének és sokoldalúságának köszönhetően használata mindenhol előnyös, ahol követelmény a gyorsaság, a megbízhatóság, és a magas fokú biztonság.

A mikroprocesszoros vezérlés, a grafikus LCD kijelző és a felül elhelyezett víztartállyal rendelkező beépített gőzgenerátor mellett a készülékek beépített vákuumszivattyúval is rendelkeznek, így a sterilizálási folyamat három ciklusos elő vákuumozással indul. Minden program teljesen automatikus nincs szükség kezelői beavatkozásra. A munka programok mellett három teszt program került beépítésre: Helix, B&D és vákuum teszt. A készülékek rendelkeznek a szükséges biztonsági felszereltséggel (ajtózár, túlnyomás és túlfűtés elleni védelem) így megfelelnek az EN 13060 szabvány előírásainak.

A készülékek rendelkeznek RS 232-es soros adatkimenettel nyomtató számára (opcionálisan USB kimenet is rendelhető).

A standard programokkal következők sterilizálhatók: eszközök, (csipeszek, spatulák stb.) edények, lombikok, csomagolt termékek, textil áruk és opcionálisan rendelhető folyadék sterilizálási program.

Rendelési kód	Típus	Térfogat (lit.)	Kamra méret Ø x mélység (mm)	Teljesítmény felvétel (W)	Súly (kg)
48 120 0008	STE-8C	8	Ø170x320	1550	35
48 120 0012	STE-12C	12	Ø200x360	1750	41
48 120 0016	STE-16C	16	Ø230x360	1750	45
48 120 0018	STE-18C	18	Ø247x350	1800	48
48 120 0023	STE-23C	23	Ø247x450	2000	52
48 120 0024	STE-23T	23	Ø230x580	2000	54



### Kiegészítők:

Rendelési kód	Megnevezés, leírás
48 120 0031	Külső nyomtató jegyzőkönyv készítéséhez
48 120 0032	Helix test ellenőrző egység
48 120 0033	Ellenőrző teszt csík (100db/csomag)

## LABOKLAV 25

## SHP

Az ideális, kisméretű gőzsterilizáló kisebb mennyiségekhez laboratóriumi környezetben használható. A készülék alapterülete mindössze 435x680 mm. Az autokláv 25 literes kamra térfogattal rendelkezik. Teljesen automatikus vezérlés akár 20 programmal. Minden program egyénileg konfigurálható és kóddal védhető. A berendezést nem szükséges a vízhálózatra csatlakoztatni, hiszen saját víztartállyal és fáradt gőz tartállyal rendelkezik. Beépített hőmérsékletzár flexibilis érzékelővel, validálási nyílással került előkészítésre. A készülék megfelel a DIN 58951 TRB 402, ISO 61010-2-42 ff (hő zár) előírásainak.

A készülék a következő különböző programverziókkal és kiegészítőkkal rendelhető:

- B Basic, alapkészülék általános, standard alkalmazással
- M Liquid standard, alapkészülék köpenyhűtéssel, nyitott edényekhez
- V Vacuum, alapkészülék vákuum egységgel
- MV Combi standard, készülék vákuum egységgel és köpenyhűtéssel

Kérjük a kiválasztott felszereltség betűjelét megadni szíveskedjen árajánlat vagy rendelés esetén. A szükséges tartozékokról egyeztessen munkatársainkkal!

Rendelési kód	48 842 1025
Típus	Laboklav 25
Kamra térfogat	25 liter
Kamra méret	átmérő: 265 mm, mélység: 450 mm
Hőmérsékleti tartomány	98 ... 135 °C
Üzemi nyomás	2,8 ... -1 bar
Készülék külső méretei	ma 560 x szé 435 x mé 680 mm
Teljesítmény felvétel	2,5 kW

