

AUTOKLÁVOK

WITEG



WAC sorozat

- Ideális biotechnológiai, klinikai, környezetvédelmi, orvosi és élelmiszeripari használatra.
- Rozsdamentes acél kamratér és 2 db rozsdamentes acél drótkosár.
- Porszórt készülékház guruló kerekek a könnyebb szállíthatóság érdekében.
- Felültöltős sterilizáló a nagy munkamennyiségek betöltéséhez.
- Szilárd és folyékony üzemmód.
- Háttérmegvilágításos digitális kijelző.
- Digitális időzítés - a késleltetési és működési idő szabályozható.
- Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem.
- Automatikus túlnyomás leeresztő szelep és hűvédő fedél.
- Riasztás áramkimaradás és hőmérséklet hiba esetén.
- Alacsony vízszint kijelzés.
- Automatikus fedélzáró rendszer (a fedelet 80°C felett lezárja)
- Digitális, teljesen automatizált fuzzy vezérlő
- 2mm-es tank falvastagsággal rendelkeznek.
- A P-vel jelzett típusok megnövelt 3 mm-es tank falvastagsággal és PED tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Rendelési kód	48 120 5047	48 120 5060	48 120 5080
Típus	WAC-47	WAC-60	WAC-80
Rendelési kód	48 120 5048	48 120 5061	48 120 5081
Típus	WAC-P47	WAC-P60	WAC-P80
Kamra térfogat:	47 liter	60 liter	80 liter
Kamra méret:	Ø270 x 240mm	Ø320 x 240mm	Ø370 x 240
Hőmérsékleti tartomány:	szobahőmérséklet + 5°C ... 132 °C		
Hőmérséklet pontosság	±0,5°C 121°C-nál		
Üzemi nyomás:	121°C-on 1.2 kgf/cm ² ; 132°C-on 2.0 kgf/cm ² at 132°C; 0 - 3 kgf/cm ²		
Készülék külső méretei:	700 x 470 x 1080 mm	700 x 470 x 1080 mm	810 x 580 x 1140 mm
Teljesítmény felvétel:	2 kW	3 kW	3 x 1,5 kW
Tápfeszültség	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60Hz	3 fázis 400V, 50/60Hz
Súly	117 kg	120 kg	170 kg

Tartalék kosarak

Rendelési kód drótkosár	Rendelési kód acél henger, perforált alj	Leírás
48 120 5011	48 120 5014	Ø270 x 250mm-es kosár WAC-47/P47-hez
48 120 5012	48 120 5015	Ø320 x 250mm-es kosár WAC-60/P60-hoz
48 120 5013	48 120 5016	Ø370 x 250mm-es kosár WAC-80/P80-hoz

Indikátor szalag, öntapadós:

Rendelési kód	Leírás	Méret (m/mm)
28 710 1052	Stericlav 120°C - 30 min / 135°C - 7 min	50/19
28 710 1051	Forró lég 160°C - 60 min / 180°C - 30 min	50/19

Anabac dezodor "klasszikus":

ideális autoklávok szagtalanítására, franchi fékező illat

Rendelési kód	Leírás	Kapacitás
48 120 5018	100 tableta PP/Papír dobozban	200 l/ tableta