

KÉMCSŐRÁZÓK, VORTEX KEVERŐK

**Mini Vortex Mixer****Four e's**

A Mini Vortex Mixer kompakt kialakítású, stabil működésű extrém magas rázási fordulatszámú és rázási amplitúdóval. Egyszerű kezelés, nyomásra induló üzemmód. Max. Ø30mm átmérőjű kémcsövek / centrifugacsövek keverésére alkalmas

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Rendelési kód | 51 090 0170 |
| Típus | Mini Vortex Mixer |
| Vezérlés, rázási sebesség | fix sebesség, 5600 ford/perc |
| Rázási amplitúdó | 6 mm |
| Méret, súly | 168 x 150 x 84 mm, 1,0 kg |

Vortex kémcsőrázó**DLab**

Robosztus felépítés, öntvény ház, kompakt design. Kapcsolható, folyamatos rázás vagy nyomásra induló üzemmód. Körkörös mozgás 4mm-es amplitúdóval, széles feltétválaszték (7 féle!). Kiváló tapadású, csúszásmentes szilikon lábak.

MX-S típus: folyamatosan állítható fordulatszám: 0 ... 2500 fordulat/perc.

MX-F típus: fix fordulatszám 2500 fordulat/perc

| | |
|----------------------|--|
| Rendelési kód | Típus |
| 10 137 6110 | Vortex MX-S kémcsőrázó, állítható fordulatszám |
| 10 137 6111 | Vortex MX-F kémcsőrázó, fix fordulatszám |

| Rendelési kód | Típus | Rendelési kód | Típus |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 10 137 6011 | Univerzális gumi feltét Ø30mm-ig | 10 137 7025 | Betét tartólaphoz 15xØ10mm |
| 10 137 6043 | Univerzális gumi feltét Ø99mm-ig | 10 137 7030 | Betét tartólaphoz 12xØ12mm |
| 10 137 6044 | Tartórúd | 10 137 7035 | Betét tartólaphoz 8xØ16mm |
| 10 137 6015 | Tartólap betétekhez Ø100mm | 10 137 7040 | Betét tartólaphoz 8xØ20mm |
| 10 137 7020 | Betét tartólaphoz 48xØ6mm | 10 137 6046 | Gumiláb |

MX-E állandó fordulatszámú vortex kémcsőrázó**DLab**

Rendkívül kedvező árfekvésű. Univerzális keverő kisméretű edényekhez és kémcsövekhez. Stand-by üzemmód - nyomásra automatikusan bekapcsol.

Rázási amplitúdó: 4,8 mm; Rázási fordulatszám: fix 3000 fordulat/perc

Méret/súly. 134 x 134 x 70,5 mm/0,8 kg.

| Rendelési kód | Típus | Megnevezés |
|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 10 137 6101 | MX-E | kémcsőrázó fix fordulatszámmal |

Vortex kémcsőrázók**Heidolph**

Reagens csövek villámgyors átkeveréséhez. Az erős rázó mozgás kivételesen jó elkeveredést biztosít. Körkörös rázás 5 mm-es amplitúdóval, amely szilárd vagy nagy viszkozitású minták esetén is megbízható és gyors keveredést biztosít. Könnyen átkapcsolható nyomásra induló vagy folyamatos üzemmód között.

Fokozatmentesen állítható rázási sebesség: 0-2500 fordulat/perc tartományban.

Kiváló rezgés-csillapítású készülék, tapadókorongos talpak.

Méretek (Szé x Mé x Ma): 134 x 172 x 105 mm

Reax control, a precíziós modell még a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- Elektronikus fordulatszám szabályzás, amely még alacsony fordulatszám tartományban és terhelés változás esetén is állandó fordulatszámot biztosít.

- Pontos sebesség jelzés a fordulatszám skálán történő megadásával.

| Rendelési kód | Leírás |
|----------------------|---|
| 52 414 1100 | Standard modell Reax Top |
| 52 414 1110 | Precíziós modell Reax control |
| 52 414 9190 | nagyméretű gumifeltét max. 50 ml-es lombikokhoz |

MI1002 széria**Four e's**

Rendkívül előnyös áru mini vortex keverők, 50 ml keverhető mennyiségnek.

Masszív műanyag ház felépítés, IP 21 védetség fokozattal.

A beállított fordulatszám digitális (LED-Display) kijelzése az MI1002D modellel.

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| Rendelési kód | 51 950 0163 | 51 950 0164 |
| Típus | MI1002D | MI1002 |
| Keverési sebesség (fordulat/perc) | 0 ... 3000 | |
| Fordulatszám kijelzés | digitális, LED | analóg skála |
| Keverhető mennyiség | max. 50ml | |
| Méret, súly | 107 x 146 x 166 mm, 3 kg | |

