

PÁLCÁS FELSŐ KEVERŐK

**Pálcás felső keverő digitális fordulatszám kijelzéssel****DLab**

S sorozat: analóg vezérlés digitális fordulatszám kijelzéssel, robusztus felépítés, folyamatosan szabályozható fordulatszám, túlterhelés elleni védelem.


A keverőpálca a fejen átdugható, befogható átmérő: 0,5-10mm

Pro sorozat: digitális vezérlés és fordulatszám kijelzés, kiváló fordulatszám stabilitás, választható kijelzés fordulatszám vagy forgatónyomaték, RS 232 adatcsatlakozó, túlterhelést jelző led azonnali motor kikapcsolással.

Szállítási összeállítás: a rendelési kódszám csak a keverő motort tartalmazza!

A tartóállványt és a tartórúdat kettős dióval külön kell megrendelni! (Rendelési kód alul.)

Rendelési kód	51 090 2020	51 090 2040	51 090 2021	51 090 2041
Típus	OS-20S	OS-40S	OS-20 pro	OS-40 pro
Keverhető mennyiség H ₂ O	20 lit.	40 lit.	20 lit.	40 lit.
Teljesítmény felvétel (W)	60	120	60	120
Teljesítmény leadás (W)	50	100	50	100
Fordulatszám (fordulat/p)	0-2200	0-2200	50-2200	50-2200
Fordulatszám pontosság	-	-	±3	±3
Fordulatszám kijelzés	LED	LED	LCD	LCD
Max. viszkozitás (mPas)	10 000	50 000	10 000	50 000
Nyomaték (Ncm)	40	60	40	60
Védettségi osztály			IP 42	
RS-232	-	-	igen	igen
Méret, széxméxma (mm)			83 x 220 x 186	
Súly, (kg)	2,6	2,8	2,6	2,8
Tápfeszültség			230V 50Hz	
Rendelési kód: 51 090 2025			Tartóállvány, komplett rúddal és kettősdióval	

**Pálcás felső keverő analóg és digitális fordulatszám kijelzéssel****Faithful**

Szénkefe nélküli keverő motor, alacsony zajszint és gondozás mentes működés.

Robusztus felépítés, folyamatosan szabályozható fordulatszám, túlterhelés elleni védelem.

SH-II-6 típus: analóg fordulatszám beállítás skálás beosztással.

HS-II-6C és 7C típus: digitális vezérlés és fordulatszám kijelzés, kiváló fordulatszám stabilitás, választható keverési irány: pozitív, fordított vagy váltakozó keverés. beépített időzítő (Timer).

Szállítási összeállítás: keverő motor komplett tartó állvánnyal és kettősdióval.

Rendelési kód	51 090 2010	51 090 2011	51 090 2012
Típus	SH-II-6	SH-II-6C	SH-II-7C
Keverhető mennyiség H ₂ O	20 lit.	20 lit.	40 lit.
Teljesítmény felvétel (W)		60	
Fordulatszám (fordulat/p)		100-2500	
Fordulatszám kijelzés	skála	LCD	LCD
Max. viszkozitás (mPas)	10 000	10 000	20 000
Méret, széxméxma (mm)		115 x 240 x 95	
Súly, (kg)	5	6	7
Tápfeszültség		230V 50Hz	

**Lapátos keverő hat lyukkal, 18/10-es acélból**

Rendelési kód	Hossz (mm)	Pálca Ø (mm)	Keverési Ø (mm)
51 050 9503	300	8	70
51 050 9504	400	8	70
51 050 9505	500	8	70
51 050 9506	300	10	70
51 050 9507	400	10	70
51 050 9508	500	10	70

**Horog keverő, pálca Ø 8 mm, 18/10-es acélból**

Rendelési kód	Hossz (mm)	Keverési átmérő (mm)
51 050 9610	500	70
51 050 9611	650	90
51 050 9612	800	140