

MIKROPLATE RÁZÓK

Mikroplate rázók fűtéssel

Az MT sorozat készülékei 1-4 db mikroplate rázására alkalmasak szabályozott hőmérséklet mellett. A rázás és inkubálás funkció egymástól függetlenül külön-külön is kapcsolható. A készülékekben a két oldalas fűtés biztosítja, hogy a beállított és az aktuális hőmérséklet mindig összhangban legyen.

Miulab

Rendelési kód	46 091 3020	46 091 3030
Típus	MT70-2	MT60-4
Kapacitás	2 mikroplate	4 mikroplate
Keverési sebesség	100-1200 rpm	100-1500
Rázási amplitúdó	2 mm	
Hőmérséklet-tartomány	környezeti +5°C ... 70°C	
Hőmérséklet felbontás	0,1°C	
Hőmérséklet stabilitás	±0.5°C	
Felfűtési idő	< 25 perc	
Időzítés	1 perctől 99 óra 59 percig	
Idő beállítás felbontása	1 perc	
Méretek	284x264x157 mm	
Súly	3,3 kg	4,9 kg



MX-M

Elektronikus fordulatszám szabályzású, kis méretű mikroplate rázó gép körkörös rázással. Széles feltét választékkal, a mikroplate tartólap normál tartozék.

Fordulatszám tartomány: 0 ... 1500 fordulat/perc, folyamatosan szabályozható.

Motor teljesítmény felvett/leadott: 20/6,5 W

Rázási amplitúdó: Ø 4,5 mm

Védettségi osztály: IP 21

Méret: 150 x 80 x 260 mm, súly: 3,0kg

DLab

Rendelési kód	Megnevezés
10 137 7010	MX-M mikroplate rázó



Rendelési kód	Típus	Rendelési kód	Típus
10 137 6011	Univerzális feltét Ø30mm-ig	10 137 7030	Betét tartólaphoz 12xØ12mm
10 137 6044	Univerzális feltét Ø99mm-ig	10 137 7035	Betét tartólaphoz 8xØ16mm
10 137 6012	Tartórúd	10 137 7040	Betét tartólaphoz 8xØ20mm
10 137 6015	Tartólap betétekhez Ø100mm	10 137 6046	Gumiláb
10 137 7020	Betét tartólaphoz 48xØ 6mm	10 137 7050	mikroplate tartó 1 férőhelyes
10 137 7025	Betét tartólaphoz 18xØ10mm	10 137 7055	mikroplate tartó 2 férőhelyes



3023 mikroplate-rázó

GFL

6 férőhellyel rendelkező mikroplate-rázó. A nagy fordulatszám és a kis rázási amplitúdó biztos garancia még a kis mennyiségű folyadékok jó keveréséhez is.

A körkörös vibráló rázási fordulatszám folyamatosan szabályozható és a rázási idő is beállítható 0-60 perc között. Masszív felépítés és szokatlan forma.

Alapfelszerelés: gumibetétes rázóasztal. Fordulatszám és időzítés jelzés skálán.

Rázási idő: folyamatosan állítható 0 ... 60 perc között vagy állandórázás.

Rázási amplitúdó: Ø 3 mm, körkörös/vibráló

Rázási fordulatszám: folyamatosan állítható 100 ... 1450 ford/perc

Külső méret: 380 x 510 x 125 mm

Rázóasztal mérete: 330 x 330 mm

Rendelési kód	Megnevezés
52 113 3023	GFL 3023 mikroplate-rázó

Különböző típusú mikroplate-ek a katalógus 2. fejezetében találhatók.

