

RÁZÓS INKUBÁTOROK

Az **ES-60-as széria** egy kompakt asztali rázó inkubátor, mely ideális munka felületet biztosít biológiai oldatok és táptalajok rázásához, keveréséhez. A beépített mikroprocesszoros vezérlés felügyeli a pontos, állandó hőmérsékletet a belső térben. Ennek egyenletes eloszlásáról ventilátor gondoskodik. Az átlátszó plexiháznak köszönhetően a folyamat könnyen megfigyelhető. A körkörös rázómozgást szintén a mikroprocesszor felügyeli és biztosítja az állandó fordulatszám stabilitást. A közvetlen meghajtású rázómotor hosszú idejű működést is lehetővé tesz. A készülék kezelése rendkívül egyszerű: minden paraméter értékét külön gombokkal lehetséges beállítani. A paraméterek aktuális értéke jól látható LED kijelzőn kerül megjelenítésre. Az ES-60+ típus nagyobb méretű rázó felülettel rendelkezik, ehhez csak a PW-420-as típusú rázóasztal rendelhető.

Rendelési kód	52 094 0045	52 094 0046
Típus	ES-60	ES-60+
Inkubálási hőmérséklet	+5°C...+60°C	+5°C...+60°C
Kijelzés felbontása	0,1°C	0,1°C
Hőmérséklet pontossága	±0,3°C	±0,3°C
Rázási mód	körkörös	körkörös
Rázási frekvencia	50 - 300 rpm	50 - 300 rpm
Rázási amplitúdó	20 mm	20 mm
Programozható időzítő	1perc ... 99 óra 59 perc	1perc ... 99 óra 59 perc
Plexi ház vastagsága	7 mm	7 mm
Külső méretek (széxméxma)	430 x 360 x 320 mm	660 x 514 x 430 mm
Tömeg	18,7 kg	44,2 kg

Az **ES-60C** típus egy kompakt asztali rázó inkubátor, mely ideális munka felületet biztosít biológiai oldatok és táptalajok rázásához, keveréséhez. A beépített mikroprocesszoros vezérlés felügyeli a pontos, állandó hőmérsékletet a belső térben. Ennek egyenletes eloszlásáról ventilátor gondoskodik. Az átlátszó plexiháznak köszönhetően a folyamat könnyen megfigyelhető. A körkörös rázómozgást szintén a mikroprocesszor felügyeli és biztosítja az állandó fordulatszám stabilitást. A közvetlen meghajtású rázómotor hosszú idejű működést is lehetővé tesz. A készülék kezelése rendkívül egyszerű: minden paraméter értékét külön gombokkal lehetséges beállítani. A paraméterek aktuális értéke jól látható LED kijelzőn kerül megjelenítésre.

Rendelési kód	52 094 0047
Típus	ES-60C
Inkubálási hőmérséklet	+4°C...+60°C
Kijelzés felbontása	0,1°C
Hőmérséklet pontossága	±0,3°C
Rázási mód	körkörös
Rázási frekvencia	50 - 300 rpm
Rázási amplitúdó	20 mm
Programozható időzítő	1perc ... 99 óra 59 perc
Plexi ház vastagsága	7 mm
Külső méretek (széxméxma)	560 x 385 x 320 mm
Tömeg	25,8 kg

Tartozékok, rázóasztalok (külön kell megrendelni!)

Rendelési kód	Típus	Leírás
52 094 0214	UP-12	Univerzális rázóasztal állítható rudakkal
52 094 0211	PP-4	Tálca rázólap csúszásmentes gumi bevonattal
52 094 0216	PP-4A	Dupla tálca rázólap csúszásmentes gumi bevonattal
52 094 0219	SPD-GS	Csúszásmentes gumilap PP-4 és PP-4A rázólapokhoz
52 094 0212	P12-100	Rázólap 12 db Erlenmeyer lombiknak, 100-150 ml
52 094 0213	P6-250	Rázólap 6 db Erlenmeyer lombiknak, 250-300 ml
52 094 0217	PW-260	Univerzális tálca rugós szorítókkal
52 094 0218	PW-420	420 x 410 x 65mm tálca ES-60+ berendezéshez

MIULAB



Flask Platform P6-250

Flask Platform P12-100



Universal Platform PW-260

Double Deck Platform PP-4A



Platform PP-4

Sticky Pad SPD-GS
(used in the platforms PP-4 or PP-4A)



Adjustable Bar Platform UP-12