

DISZPERGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK

A **D160**-as típus, kézi diszpergáló készülék szövet kultúrák gyors homogenizálásához 0,1-50 ml vagy 1-250 ml minta térfogat tartományban, diszpergáló szerszámtól függően. Az újra hasznosított anyagból készülő stator szűk résekkel rendelkezik, ahol a minta gyorsan roncsolásra kerül a rotor magas fordulatszámának köszönhetően. A készülék könnyű (súlya mindössze 1,2 kg), így egy kézzel is könnyedén kezelhető. A rozsdamentes acélból készült roncsoló szerszámok könnyen szétszerelhetők a tisztításhoz, autoklávozhatók és az agresszív anyagokkal szemben ellenállók.

- fordulatszám: 8 000-30 000 ford./perc, motor teljesítmény: 130 W
- fordulatszám beállítás: potenciométerrel fokozatmentesen

Rendelési kód	Megnevezés
53 851 0101	D160 diszpergáló készülék DS-160/5 roncsoló szerszámmal
53 851 0102	D160 diszpergáló készülék DS-160/10 roncsoló szerszámmal
53 851 0113	DS-160/5 roncsoló szerszám 5 mm-es 0,1 - 50 ml térfogathoz
53 851 0114	DS-160/10 roncsoló szerszám 10 mm-es 1 - 250 ml térfogathoz

A **D500**-as készülék egyszerű filozófia alapján készült: könnyű kezelés. Használatával minőségi eredményeket lehet felmutatni. A sebesség és az erő segítségével emulgál, kever, felvág és roncsol, biztosítva a mindenkor pontos eredményt. Rugalmasan használható kézi készülékként vagy tartó állványon is.

- fordulatszám: 10 000-29 000 ford./perc, motor teljesítmény: 500 W
- fordulatszám beállítás: potenciométerrel fokozatmentesen
- helyigény állványos kialakításnál: mé350 x szé300 x ma600 mm

Rendelési kód	Megnevezés
53 852 0102	DS500 diszpergáló készülék 1-es roncsoló szerszámmal
53 852 0202	DS500 diszpergáló készülék 2-es roncsoló szerszámmal
53 890 0115	DS-500/1 roncsoló szerszám 1-es 10 - 5000 ml térfogathoz
53 890 0116	DS-500/2 roncsoló szerszám 2-es 10 - 5000 ml térfogathoz
53 890 0117	DS-500/5 roncsoló szerszám 5 mm-es 1 - 50 ml térfogathoz

Roncsoló szerszámok D500-as diszpergálóhoz

Rendelési kód	Típus	Leírás
53 890 0118	S20C	20-as strator, durva
53 890 0119	S20F	20-as strator, finom
53 890 0120	S30C	30-as strator, durva
53 890 0121	S30F	30-as strator, finom
53 890 0122	S40C	40-es strator, durva
53 890 0123	SR20	20-as rotor, standard
53 890 0124	SR30	30-as rotor, standard
53 890 0125	CR20	20-as rotor, vágó
53 890 0126	CR30	30-as rotor, vágó
53 890 0127	MR20	20-as rotor, keverő
53 890 0128	MR30	30-as rotor, keverő
53 890 0129	ER20	20-as rotor, emulgáló
53 890 0130	ER30	30-as rotor, emulgáló

DLAB

