

**AS 200 basic/digit/control**

Reprodukálható szemcse-meghatározáshoz, az ömlesztett termékek finom és durva szemcséinek nagyfokú szétválasztásához 3-dimenziós körkörös szitamozgással. Szítási tartomány 20µm – 25 mm.

- alkalmas száraz és nedves szításhoz
- maximálisan szítható mennyiség 3 kg

**AS 200 basic:** kedvező árú alapmodell, analóg rázási idő és amplitúdó beállítással maximum 200 mm szításhoz.

**AS 200 digit:** nagyteljesítményű komfort modell fóliatasztatúrával, digitális kijelzővel, szakaszos szítással, max. 200 mm szításhoz.

**AS 200 control:** mint az AS 200 digit, továbbá mikroprocesszoros vezérléssel, szabadon választható intervallumokkal, a kitérés mértéke digitálisan állítható. Kalibrálható, ezáltal először az egész világon 100%-osan reprodukálható szítási eredményeket biztosít, különböző készülékek egymás közötti összehasonlításakor is. Az AS 200 control beépített adatkimenettel rendelkezik az EasySieve kiértékelő program részére. A készülék továbbá az ISO 9000 szerinti eszköz-felügyeleti kívánalmainak is megfelel. A fenti szitarázó gépekhez a szítákat, az alsó gyűjtőedényt és a felső leszorítót kérjük külön megrendelni, ezek nem alaptartozékai a készülékeknek.

Egyéb típusú szitarázó gépekre (AS350, AS400, AS450, AS200 tap és AS200 jet) és speciális tartozékokra külön igény alapján küldünk árajánlatot.



Rendelési kód	Megnevezés
54 291 5030	AS 200 basic szitarázó
54 291 6030	AS 200 digit szitarázó
54 291 8001	AS 200 control szitarázó
54 299 9200	IQ/OQ dokumentáció AS200 control szitarázó géphez
54 291 0099	Standard szitasorozat Ø 200 mm; 0,045; 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mm; + alsó gyűjtőedény
10 292 6201	comfort felső leszorító (szita Ø200/203mm)
10 292 6202	standard felső leszorító (szita Ø200/203mm)
10 292 6203	economy felső leszorító (szita Ø100/150/200/203mm)
10 292 6205	univerzális standard felső leszorító (szita Ø200/203mm)
10 292 6204	univerzális comfort felső leszorító (szita Ø200/203mm)
10 292 6207	univerzális standard felső leszorító nedves szításhoz (szita Ø200/203mm)
10 292 6206	univerzális standard felső leszorító nedves szításhoz (szita Ø200/203mm)
54 296 0203	alsó gyűjtő edény Ø 200 mm
54 294 2005	alsó gyűjtő edény kifolyóval nedves szításhoz, Ø200 mm
54 295 0019	EasySieve kiértékelő szoftver program
54 296 0230	szitatartó állvány
54 296 0204	gumigyűrű
54 296 0205	szita tisztítókefe
39 730 0958	alsó gyűjtő edény Ø 200 mm (Linker gyártmány)
39 730 0950	felső fedél gombos fogantyúval Ø 200 mm (Linker)
39 730 0959	alsó gyűjtő edény kifolyóval nedves szításhoz, Ø200 mm
39 732 3004	műanyag alsó gyűjtő edény Ø 200 mm (Linker gyártmány)
39 732 3001	műanyag felső fedél gombos fogantyú Ø200 mm (Linker gyártmány)