

ASZTALI CENTRIFUGA

OHAUS

Frontier 5706 klinikai centrifuga

A megbízható és kompakt multifunkciós centrifuga biokémiai standard szétválasztásokhoz. Kis multifunkciós asztali centrifuga nagyszámú centrifugálási feladatok elvégzésére képes. A készülék egy megbízható, több biztonsági funkcióval felszerelt, különböző méretű, térfogatú tesztsövek befogadására alkalmas. Alapvetően a biokémiai területen fellépő folyadék szétválasztási feladatok elvégzésére készült.

Főbb jellemzők:

- Extrém egyszerű és intuitív kezelés: egy könnyen forgatható vezérlő gomb, nagyméretű LCD kijelző a beállított és a pillanatnyi érték megjelenítésére. A sebességnek, mint fordulat/perc vagy a g érték, gyorsulási erő kijelzése biztosítja a pontos eredményeket és a megnövelt funkcionalitást.
- Kompatibilitás a különböző méretű tesztsövekhez. A FC5706-os készülékben 1,5ml-től 50ml-ig valamennyi standard méretű tesztső behelyezhető, ezáltal rendkívül nagyszámú centrifugálási feladat elvégezhető. A rendelkezésre álló szűkítők sokasága lehetővé teszi 6db 50ml-es cső vagy 12db 15ml-es cső alkalmazását és a helyek térfogatának szűkítését.
- Biztonsági funkciók a sérülések megakadályozására. Az alapvető biztonságos működést egyrészt a mechanikailag robusztus tető, beépített zár rendszerrel biztosítja, másrészt a rotor kiegyensúlyozottság érzékelő. Ez védi a centrifugát és a kezelőt egyaránt, a rotor kiegyensúlyozatlansága vagy a készülék hirtelen meglökése esetén.

Rendelési kód	53 013 0875	53 033 2131	53 039 3189
Típus	FC5706	FC5706-K komplett rotorral	FC5707-K komplett rotorral
Térfogat (max.):	6 x 50 ml	12 x 15 ml	8 x 15 ml
Fordulatszám:	200...6000 fordulat/perc		200...6800 fordulat/perc
Lépésköz:	50 fordulat/perc		10 fordulat/perc
RCF (max.):	4 427 x g		4 445 x g
Működési idő (perc):	10másodperc ... 99óra 99perc 99másodperc / folyamatos		Gyors centrifugálás / 10másodperc...99óra 59perc 59másodperc / folyamatos
Hűtés:	léghűtés		
Méreték:	291 x 392 x 266 mm		277 x 356 x 236 mm
Tömeg:	10,5 kg	10,5 kg	10 kg

Rotorok, kiegészítők FC5706-os centrifugához:

Rendelési kód	Megnevezés
53 013 0880	RB kilendülő rotor 6 x 5 ml
53 013 0895	tesztső tartó a kilendülő rotorba (2db)
53 013 0877	RB szögrotor 12 x 15 ml
53 013 0886	adapter D11mm, 6 x 1,5/2,0 ml
53 013 0889	adapter D13,5mm, 2 x 7ml
53 013 0890	adapter D13,5, 2 x 5 ml
53 013 0878	RB szögrotor 6 x 50 ml
53 013 0891	adapter D26mm, 2 x 30 ml
53 013 0892	adapter D18mm, 2 x 16 ml
53 013 0894	adapter D17mm, 2 x 15ml
53 013 0893	adapter D17mm, 2 x 15 ml RB csőhöz

Rotorok, kiegészítők FC5706-K centrifugához:

Rendelési kód	Megnevezés
53 013 0877	RB szögrotor 12 x 15 ml
53 013 0886	adapter D11mm, 6 x 1,5/2,0 ml
53 013 0889	adapter D13,5mm, 2 x 7ml
53 013 0890	adapter D13,5, 2 x 5 ml

Rotorok, kiegészítők FC5707-K centrifugához:

Rendelési kód	Megnevezés
53 047 2305	Szögrotor 8 x 15 ml
53 013 0889	adapter D13,5mm, 7 ml RB (2db/csomag)
53 013 0890	adapter D13,5mm, 5ml RB (2db/csomag)
53 013 0886	adapter D11mm, 1,5/2,0ml (6db/csomag)

