

SZŰRŐPAPÍROK ÁLTALÁNOS LABORATÓRIUMI FELHASZNÁLÁSRA

Szűrőpapír Basic, kvalitatív analízisekhez, kör alakú

Csomagolási egység: 100 db / csomag

Lassú szűrés, Herzberg szerinti szűrési sebesség: 130 másodperc

súly: 75 g/m², porozitás: kb. 8 µm.

Helyettesíthető típusok: MN 619eh, S&S 585/5, Filtrak:290, Whatman: 42.

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Rendelési kód	Átmérő (mm)
10 002 4501	70	10 002 4505	150
10 002 4502	90	10 002 4506	185
10 002 4503	110	10 002 4507	240
10 002 4504	125		



Szűrőpapír White, kvantitatív analízisekhez, kör alakú

Csomagolási egység: 100 db / csomag

Gyors szűrés, közepesen durva csapadékokhoz,

Herzberg szerinti szűrési sebesség: 20 másodperc,

súly: 80 g/m², porozitás: kb. 15 µm, hamutartalom: 0,007%.

Helyettesíthető típusok: MN 640m, S&S 589/2, Filtrak:389, Whatman: 43.

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Rendelési kód	Átmérő (mm)
10 002 1201	70	10 002 1205	150
10 002 1202	90	10 002 1206	185
10 002 1203	110	10 002 1207	240
10 002 1204	125		



Szűrőpapír Black, kvantitatív analízisekhez, kör alakú

Csomagolási egység: 100 db / csomag

Nagyon gyors szűrés, durva csapadékokhoz,

Herzberg szerinti szűrési sebesség: 10 másodperc,

súly: 80 g/m², porozitás: kb. 20-25 µm, hamutartalom:0,007%.

Helyettesíthető típusok: MN 640w, S&S 589/1, Filtrak:388, Whatman: 41.

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Rendelési kód	Átmérő (mm)
10 002 1101	70	10 002 1105	150
10 002 1102	90	10 002 1106	185
10 002 1103	110	10 002 1107	240
10 002 1104	125		



Szűrőpapír Blue, kvantitatív analízisekhez, kör alakú

Csomagolási egység: 100 db / csomag

Nagyon lassú szűrés, nagyon finom csapadékokhoz,

Herzberg szerinti szűrési sebesség: 180 másodperc, súly: 80 g/m²,

porozitás: kb. 2-3 µm, hamutartalom:0,007%.

Helyettesíthető típusok: MN 640de, S&S 589/3, Filtrak:391, Whatman: 42.

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Rendelési kód	Átmérő (mm)
10 002 1301	70	10 002 1305	150
10 002 1302	90	10 002 1306	185
10 002 1303	110	10 002 1307	240
10 002 1304	125		

