


MŰANYAG, ÜVEG ÉS KVARC KÜVETTÁK



Küvetta, egyszer használatos, 10 mm fényút, külső méret: 12,5 x 12,5 x 45 mm
Hullámhossz tartományok: PS 340-900 nm, PMMA 300-900 nm, UV 220-900nm,
Oldószerálló: 220-900 nm,
PS (4oldal tiszta): 340-900 nm, PMMA (4oldal tiszta): 280-800 nm

Rendelési kód	Típus	Térfogat (ml)	Csomagolás (db)
29 271 2120	PS, standard, fél-mikro	1,6	100
29 271 1110	PS, standard, makro	4,0	100
29 272 2120	UV, fél-mikro	1,6	100
29 272 2110	UV, makro	4,0	100
29 281 0100	PMMA, fél-mikro	1,6	100
29 281 1110	PMMA, makro	4,0	100
29 272 5120	oldószerálló UV, fél-mikro	1,6	100
29 272 5110	oldószerálló UV, makro	4,0	100
29 710 1960	PS, standard makro, 4 oldal tiszta	4,5	100
29 710 1961	PMMA, standard makro UV, 4 oldall tiszta	4,5	100

**Fedél (PP) küvettákhoz**

A szögletes fedél biztosan zárja és könnyen tárolhatóvá teszi a minták akár -20°C-os tárolását. Csomagolási egység: 1000 db.

Rendelési kód	Szín
29 281 2011	átlátszó

**Egyszer használható küvetta keverőbot**

29 710 0939	PS, csomagolási egység, 500 db/csomag, méret: 90 x 3 mm
-------------	---

**KÜVIBOX küvetta tároló edény, SCHÜTT**

HDPE

Vastag falú, pormentesen záródó fedéllel, max. 55 mm magasságú küvettáknak

Rendelési kód	Leírás	Férőhely
29 318 2103	KÜVIBOX 1	16 db 10 mm-es küvettáknak
29 318 2223	KÜVIBOX 2	8 db 10 mm-es és 4 db 20 mm-es küvettáknak

**Küvetta tartóállványok**

Rendelési kód	Leírás
29 497 5950	PP, 16 számozott férőhely, autoklávozható, méret: 210x70x38 mm
29 710 0260	PE, 12 férőhely, méret: 170x50x15 mm (kép nélkül)

**Standard küvetták**

Hellma

Makro, fedél nélkül, 6030 típus. Optikai üvegből (360-2500 nm) és kvarcüvegből (6030-UV). Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm

Rendelési kód	Küvetta anyaga	Fényút	Térfogat (µl)
19 551 0001	optikai üveg	10	3 500
19 551 0021	optikai üveg	20	7 000
19 551 0031	optikai üveg	40	14 000
19 551 0041	optikai üveg	50	17 500
19 551 0002	kvarcüveg	10	3 500