


ÜVEG- ÉS KVARC KÜVETTÁK

Standard küvetták fedéllel

Speciális optikai üveg (335-2500 nm) és kvarcüveg (200-2700 nm).

Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm

Rendelési kód optikai üveg	Rendelési kód kvarc üveg	Fényút (mm)	Térfogat (µl)
19 552 1011	19 552 1012	1	350
19 552 1021	19 552 1022	2	700
19 552 1051	19 552 1052	5	1 750
19 552 1101	19 552 1102	10	3 500
19 552 1201	19 552 1202	20	7 000
19 552 1401	19 552 1402	40	14 000
19 552 1501	19 552 1502	50	17 500
19 552 1601	19 552 1602	100	35 000




Standard küvetták dugóval

Speciális optikai üveg (335-2500 nm) és kvarcüveg (200-2700 nm).

Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm dugóval 48 mm magas

Rendelési kód optikai üveg	Rendelési kód kvarc üveg	Fényút (mm)	Térfogat (µl)
19 552 2011	19 552 2012	1	350
19 552 2021	19 552 2022	2	700
19 552 2051	19 552 2052	5	1 750
19 552 2101	19 552 2102	10	3 500
19 552 2201	19 552 2202	20	7 000
19 552 2401	19 552 2402	40	14 000
19 552 2501	19 552 2502	50	17 500



Speciális küvetták

Mikro küvetták fedéllel, 10 mm-es fényúttal

Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm).

Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, belső szélesség 2 mm

Rendelési kód speciális üveg	Rendelési kód kvarc üveg	Leírás Típus	Térfogat (µl)
19 551 4161	19 551 4162	mikro, típus 104.002	700
19 551 4171	19 551 4172	mikro, fekete bevonattal, típus 104.002	700

Hellma



Fluoreszcenz küvetták, 10 mmes fényúttal

Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm).

4 oldal optikailag megmunkálva, külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm

Rendelési kód speciális üveg	Rendelési kód kvarc üveg	Leírás Típus	Térfogat (µl)
19 551 1511	19 551 1512	makro, fedéllel, típus:101	3 500
19 551 2511	19 551 2512	makro, dugóval, típus:111	3 500
19 551 4111	19 551 4112	fél-mikro, fedéllel, típus:104F	1 400
19 551 4181	19 551 4182	mikro, fedéllel, típus:104.002F	700



Átfolyós küvetták bevezető és elszívó csomkkal, felszívó (Sipper) egységekhez

Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm).

Külső méretek (ma x szé): 38,5 illetve 45 x 12,5 mm, fényút: 10 mm

Rendelési kód speciális üveg	Rendelési kód kvarc üveg	Típus	Centrum magasság (mm)	Térfogat (µl)
19 553 0101	19 553 0102	176.000	15	450
19 553 0831	19 553 0832	176.000	8,5	450
19 554 0101	19 554 0102	178.010	15	80
19 554 0311	19 554 0310	178.010	8,5	80

