

## KALIBRÁLÓ SÚLYOK ÉS TARTOZÉKAIK

KERN



A mérlegek pontosításához, minőségbiztosítási rendszerben történő ellenőrzésükhöz kalibráló súlyokra van szükség. Az alábbi súlyok kiváló minőségűek, a nemzetközi (OIML) és a magyar szabványoknak egyaránt megfelelnek. Ha hitelesítési bizonyítvány is szükséges, kérjük ezt a megrendeléskor jelezni szíveskedjen.

## Egyedi kalibráló súlyok

Rendelési kód	mg	Rendelési kód	g	Rendelési kód	g
<b>E2 pontossági osztály</b>				<b>64 583 1704</b>	10
<b>64 583 1801</b>	1	<b>64 583 1807</b>	0,1	<b>64 583 1705</b>	20
<b>64 583 1802</b>	2	<b>64 583 1808</b>	0,2	<b>64 583 1706</b>	50
<b>64 583 1803</b>	5	<b>64 583 1809</b>	0,5	<b>64 583 1707</b>	100
<b>64 583 1804</b>	10	<b>64 583 1701</b>	1	<b>64 583 1708</b>	200
<b>64 583 1805</b>	20	<b>64 583 1702</b>	2	<b>64 583 1709</b>	500
<b>64 583 1806</b>	50	<b>64 583 1703</b>	5	<b>64 583 1711</b>	1000
<b>F1 pontossági osztály</b>					
<b>64 583 2801</b>	1	<b>64 583 2808</b>	0,2	<b>64 583 2766</b>	50
<b>64 583 2802</b>	2	<b>64 583 2809</b>	0,5	<b>64 583 2767</b>	100
<b>64 583 2803</b>	5	<b>64 583 2761</b>	1	<b>64 583 2768</b>	200
<b>64 583 2804</b>	10	<b>64 583 2762</b>	2	<b>64 583 2769</b>	500
<b>64 583 2805</b>	20	<b>64 583 2763</b>	5	<b>64 583 2771</b>	1000
<b>64 583 2806</b>	50	<b>64 583 2764</b>	10	<b>64 583 2772</b>	2000
<b>64 583 2807</b>	100	<b>64 583 2765</b>	20	<b>64 583 2773</b>	5000

## Tároló, védő dobozok egyedi kalibráló súlyokhoz

A fenti E2 és F1 pontossági osztályú egyedi súlyok esetében védődoboz is szükséges. Ha a súlyhoz EU vagy magyar hitelesítés szükséges az csak fatartó dobozban lehetséges. Saját, belső használatra megfelelő az olcsóbb kivitelű műanyag doboz is. A súlyhoz szükséges fa vagy műanyag dobozt az alábbi táblázatból kérjük megrendelni.

Rendelési kód fa doboz	Rendelési kód műanyag doboz	Leírás
<b>64 583 5101</b>	<b>64 583 5102</b>	milligrammos súlyokhoz, 1-500mg
<b>64 583 5103</b>	<b>64 583 5104</b>	1 grammos súlyhoz
<b>64 583 5105</b>	<b>64 583 5106</b>	2 grammos súlyhoz
<b>64 583 5107</b>	<b>64 583 5108</b>	5 grammos súlyhoz
<b>64 583 5109</b>	<b>64 583 5110</b>	10 grammos súlyhoz
<b>64 583 5111</b>	<b>64 583 5112</b>	20 grammos súlyhoz
<b>64 583 5113</b>	<b>64 583 5114</b>	50 grammos súlyhoz
<b>64 583 5115</b>	<b>64 583 5116</b>	100 grammos súlyhoz
<b>64 583 5117</b>	<b>64 583 5118</b>	200 grammos súlyhoz
<b>64 583 5119</b>	<b>64 583 5120</b>	500 grammos súlyhoz
<b>64 583 5121</b>	<b>64 583 5122</b>	1000 grammos súlyhoz
<b>64 583 5123</b>	<b>64 583 5124</b>	2000 grammos súlyhoz
<b>64 583 5125</b>	<b>64 583 5126</b>	5000 grammos súlyhoz

F2 és M1 pontossági osztályú egyedi súlyokat és különböző összeállítású és pontossági osztályú súlyszorozatokat egyedi igények alapján tudunk szállítani. Ilyen esetben szíveskedjen árajánlatot kérni.

## Egyéb kiegészítők súlyokhoz

Rendelési kód	Megnevezés
<b>64 031 5243</b>	rozsdamentes csipesz szilikon bevonatú hegygel 1mg-200g súlyokhoz
<b>64 031 5245</b>	rozsdamentes csipesz szilikon bevonatú hegygel 500g-2000g súlyokhoz
<b>64 031 5242</b>	műanyag csipesz 1mg-200g súlyokhoz
<b>64 031 5273</b>	súly emelő villa műanyag bevonattal 2 kg súlyokhoz
<b>64 031 7280</b>	kesztyű, gyapjú, 1 pár
<b>64 031 7290</b>	kesztyű, bőr-gyapjú, 1 pár
<b>64 031 7281</b>	kesztyű, prémium, nylon, 1 pár
<b>64 031 8272</b>	mikroszálalás törülköző

